



WinParr®



CATÁLOGO DE PRODUCTO



Total Control at every Turn

Arme Kits a la medida para Cursos, Universidades y Escuelas

Kits odontológicos a la medida

Diseñados para la formación clínica real, nuestros kits personalizados se adaptan a cada universidad y programa académico; en colaboración con especialistas y líderes de opinión, ofrecemos soluciones completas para todas las especialidades odontológicas.

Tenemos la experiencia en armar KITS para todas las Universidades de la República Mexicana, Centro y Sudamérica.

Tu eliges los instrumentos rotatorios y nosotros creamos el kit ideal.

Precisión, calidad y aprendizaje en un solo KIT



INDICE



WinParr®

Total Control at every Turn

 Fresas Diamante

 Fresas Carburo

 Fresones Carburo

 Fresones y Fresas Cerámica

 Discos Diamante

 Pulidores

 Strips

 Abrasivos

 Kits

 Catálogo de iKo Ortodoncia

FG Fresas de Diamante

Las fresas **WinParr** de Diamante se someten a pruebas microscópicas como parte de nuestros estrictos controles de calidad, ofreciendo a los odontólogos una fresa **100% CONTROLADA**.

Utilizamos piezas en bruto de acero inoxidable de fabricación suiza y alemana de la máxima calidad, todas ellas templadas, torneadas y rectificadas para obtener **EL RESULTADO** de la máxima precisión y la mínima vibración, con un **“CONTROL EN CADA ROTACION”**.

El recubrimiento de las fresas WinParr ZRN (Nitruro de Zirconio) garantizan:

- Mayor velocidad de corte con menor esfuerzo
- Alta durabilidad para un trabajo más rentable
- Corte sin generación de calor
- Resistencia a la esterilización

Cat. No.	K2	
Code	368-023	Código internacional
ISO No.2	57-023	
Head Size	023	1/10 mm
Head Length	5.3	mm
Total Length	2.0	mm
S. Fino	🟡	
Fino	🔴	
Medio	🔵	
Grueso	🟢	
S. Grueso	⬛	
Gold	🟡	
Egg/Football		Familia


- Preparaciones de Cavidades
- Preparaciones en área Palatina
- Preparaciones de Coronas y Puentes
- Separación Interproximal
- Reducción Oclusal
- Marcadores de Profundidad

Todos los tamaños están en milímetros, todas las fotos están a escala 1:1, las medidas sólo son referencias.

	Icon	Description	μ
Color Coding	🟡	Las fresas superfinas con el anillo de color amarillo	30μ
	🔴	Las fresas finas con el anillo de color rojo	50μ
	🔵	Las fresas medias con el anillo de color azul o sin anillo	107-120μ
	🟢	Las fresas gruesas con el anillo de color verde	150-180μ
	⬛	Las fresas super gruesas con el anillo de color negro	180-250μ
	🟡	Las fresas gold línea Premium, fresa y mango color oro	250-300μ


Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



Cat. No.	801	801	801	801	801	801	801	801
Head Size	008	010	012	014	016	018	021	023
Head Length								
S. Fino						D07		
Fino								
Medio	D01	D02						
Grueso			D03	D04	D05			D09
S. Grueso						D06	D08	
Oro					D91			

Bola



Cat. No.	805	805	805	805	807
Head Size	010	012	014	018	018
Head Length	0.9	1.3	1.5	1.8	5
S. Fino					
Fino					
Medio	D10	D11			D14
Grueso			D12	D13	
S. Grueso					

Cono Invertido

Cono Invertido largo




Cat. No.	806	806
Head Size	010	012
Head Length	2	2.5
S. Fino		
Fino		
medio		
Grueso	D15	D16
S. Grueso		

Cono Invertido Doble

Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



FG

Cat. No.	811	811
Head Size	033	037
Head Length	5.5	5.5
S. Fino	▼	
Fino	▼	
Medio	▼	
Grueso	▼	D18
S. Grueso	▼	D17

Barril



FG

Cat. No.	018
Head Size	040
Head Length	0.7
S. Fino	▼
Fino	▼
Medio	▼ D19
Grueso	▼
S. Grueso	▼

Rueda Plana



FG

Cat. No.	840	840
Head Size	012	016
Head Length	0.1	0.1
S. Fino	▼	
Fino	▼	
Medio	▼ D20	D21
Grueso	▼	
S. Grueso	▼	

Refinar Márgen



FG

Cat. No.	909	909
Head Size	031	042
Head Length		
S. Fino	▼	
Fino	▼	
Medio	▼ D22	
Grueso	▼	
S. Grueso	▼	
Oro	▼	D23

Rueda



Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.

FG

Cat. No.	652	655
Head Size	014	020
Head Length	8	9
S. Fino	▽	
Fino	▽	
Medio	▽	
Grueso	▽	
S. Grueso	▽	
Oro	▽	▽
Turbo		

FG

Cat. No.	830	830
Head Size	010	012
Head Length	2.7	3.9
S. Fino	▽	
Fino	▽	
Medio	▽	▽
Grueso	▽	
S. Grueso	▽	
Pera		

FG

Cat. No.	892	892	892
Head Size	016	016	016
Head Length	5	5	5
S. Fino	▽		▽
Fino	▽	▽	
Medio	▽	▽	
Grueso	▽		
S. Grueso	▽		
Interproximal			

Cat. No.	893	893
Head Size	023	023
Head Length		
S. Fino	▽	
Fino	▽	▽
Medio	▽	▽
Grueso	▽	
S. Grueso	▽	
Oclusal		

Fresas de Diamante alta velocidad FG


Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



FG

Cat. No.	835	835	835	835	836	836	836	837
Head Size	009	010	012	014	012	014	018	012
Head Length	4	4.6	4	4	6	6	6	6
S. Fino	♦							
Fino	♦							D39
Medio	♦	D31						
Grueso	♦		D32	D34	D35	D36	D37	
S. Grueso	♦							D38
Oro	♦		D33					

Cilíndrica plana



FG


Cat. No.	KS0	KS1	KS2	KS3
Head Size	010	012	014	016
Head Length	8	8	8	8
S. Fino	♦			
Fino	♦	D41		
Medio	♦			
Grueso	♦			
S. Grueso	♦	D40	D42	D43

KS Series



Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



FG

Cat. No.	845KR	845KR	846KR	847KR
Head Size	018	025	016	016
Head Length	4	4	6	8
S. Fino	◀			
Fino	◀			
Medio	◀		D54	D55
Grueso	D52	D53		
S. Grueso	◀			

Cónica Modificada




FG


Cat. No.	845	846	846	847	847	848	848
Head Size	012	014	016	012	020	016	018
Head Length	4	6	6	8	10	10	10
S. Fino	◀						
Fino	◀						
Medio	◀						
Grueso	D45	D46					
S. Grueso			D47			D50	D51
Oro				D48	D49		

Cónica Punta Plana



Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



FG


Cat. No.	850	850	850	851	851
Head Size	014	016	021	016	021
Head Length	10	0	10	0	10
S. Fino	🟡				
Fino	🔴				
Medio	🟢			D68	D69
Grueso	🟩				
S. Grueso	🟦	D65	D66	D67	
Oro	🟨				

Cónica Punta Redondeada

FG

Cat. No.	855
Head Size	025
Head Length	7
S. Fino	🟡
Fino	🔴
Medio	🟢
Grueso	🟩
S. Grueso	🟦
Oro	🟨

Cónica Punta Redondeada



FG


Cat. No.	856	856	856	856L	856L
Head Size	016	018	021	016	018
Head Length	8	8	8	9	9
S. Fino	🟡				
Fino	🔴	D58	D60	D62	
Medio	🟢				
Grueso	🟩				
S. Grueso	🟦			D61	D63
Oro	🟨	D57	D59		D64

Cónica Punta Redondeada



Fresas de Diamante alta velocidad FG


Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



FG

Cat. No.	862	862	862	862
Head Size	010	012	014	016
Head Length	8	8	8	8
S. Fino	▽			
Fino	▽	D75		
Medio	▽			
Grueso	▽	D74	D76	
S. Grueso	▽		D77	D78
Oro	▽			

Flama



FG

Cat. No.	368	368
Head Size	016	023
Head Length	3.5	5.3
S. Fino	▽	D80
Fino	▽	
Medio	▽	
Grueso	▽	D79
S. Grueso	▽	D81
Oro	▽	D89

Football



FG


Cat. No.	379
Head Size	023
Head Length	4.5
S. Fino	🟡
Fino	🔴 D84
Medio	🔵
Grueso	🟢 D83
S. Grueso	🖤 D82
Oro	🟡
Huevo	

Huevo



Fresas de Diamante alta velocidad FG


Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



FG

Cat. No.	877
Head Size	012
Head Length	6
S. Fino	▼
Fino	▼
Medio	▼ D85
Grueso	▼
S. Grueso	▼


Torpedo



FG

Cat. No.	858	859
Head Size	014	010
Head Length	8	10
S. Fino	▼ D71	
Fino	▼	D73
Medio	▼	D72
Grueso	▼	
S. Grueso	▼ D70	


Punta de lápiz



FG

Cat. No.	879K
Head Size	018
Head Length	8
S. Fino	▼
Fino	▼
Medio	▼
Grueso	▼
S. Grueso	▼
Oro	▼ D86

Curetaje Gingival



FG

Cat. No.	834	834
Head Size	016	021
Head Length	0.9 x 3	1 x 3
S. Fino	▼ 0.3	0.5
Fino	▼	
Medio	▼ D87	D88
Grueso	▼	
S. Grueso	▼	

Marcador Profundidad



Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.

FG Fresas de Diamante Cool Cut

Las fresas **WinParr** están diseñadas con una ranura espiral izquierda a lo largo de la zona activa (la zona recubierta de diamante).

Ofrecen ventajas tanto para el paciente como para el profesional: el agua de refrigeración se suministra a través de la ranura espiral directamente al punto de contacto entre la fresa y el diente.

La temperatura en el desgaste contra el diente disminuye. El desgaste es más rápido y agresivo. El resultado final es un desgaste muy rápido, con una eliminación de material agresiva y, al mismo tiempo, una excelente calidad de superficie.



FG

Cat. No.	D89	D92	D93	D94
Iso. No.	368	856	850	850
Head Size	023	020	016	018
Head Length	5.3	9	9	9
Medium	▼	▼	▼	▼

Cool Cut



Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.

Special Premium Line Oro



Premium Line, especiales para **ZIRCONIA, DISILICATO DE LITIO, CERAMICA Y ESMALTE**.

Una fresa de primera calidad que permite una eliminación rápida de los residuos, un proceso más rápido y un terminado de superficie más suave con menos vibraciones y menos molesto para el paciente.



Cat. No.	D91	D33	D89	D23	D24	D25	D48	D49	D57	D59	D86
Head Size	016	012	023	040	040	014	012	020	016	018	018
Cutting Length	-	4.0	4.5	2.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Alta Precisión


WinParr Ofrece fresas de carburo de tungsteno FG de una sola pieza de alta precisión:

- Materias primas de la más alta calidad: Carburo de tungsteno de una sola pieza:
 - Cero vibraciones.
 - Durabilidad superior.
 - Eficiencia de corte óptima.
 - Capacidad para soportar esterilizaciones repetidas sin oxidarse.
- La fresa más concéntrica jamás producida de tamaño uniforme, lo que da como resultado:
 - Corte eficiente.
 - Menos vibraciones.
 - Control superior.
 - Mejor acabado.

La fabricación se hace con alta precisión en CNC (control numérico por computadora) donde se produce un instrumento rotatorio de altísima calidad superior que supera los estándares de la industria en cuanto a calidad y precisión.

Las configuraciones de las NAVAJAS o CUCHILLAS específicas para cada tarea y material producen un corte óptimo, un acabado eficiente y una durabilidad excepcional.

Cuchillas más afiladas = más tiempo de trabajo por fresa.





Bola

Útil para abrir y dar forma a preparaciones cavitarias. También se utiliza para el acceso a conductos radiculares y la eliminación de caries. Los tamaños más pequeños facilitan las preparaciones conservadoras.



Fresas de Carburo alta velocidad FG, FGXL y HP

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.

Contrángulo

	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	8
Cat. No.	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	8
Head Size	005	007	008	010	012	014	016	018	021
Head Length	0.4	0.6	0.6	0.8	1	1.1	1.2	1.5	1.9
Orden	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09
Bola									

		
4	6	8
014	018	023
1.1	1.5	1.9
C10	C11	C12
Bola RA		

Cirugía



		
4	6	8
014	018	023
1.1	1.5	1.9
C62	C63	C64
Bola XL		

Laboratorio

		
4	6	8
014	018	023
1.1	1.5	1.9
C65	C66	C52
Bola HP		





Pera

Diseñado para facilitar la entrada inicial y con una forma suave y contorneada que elimina las esquinas afiladas. También se puede utilizar para crear paredes laterales convergentes o retención mecánica.



Cat. No.	330	331	332	2P	4P
Head Size	008	010	012	010	014
Head Length	2	2	2	2	2
Orden	C13	C14	C15	C16	C17
Pera					



Cat. No.	331L
Head Size	010
Head Length	3.8
Orden	C18
Pera Larga	


Cirugía



Cat. No.	958	958L
Head Size	012	012
Head Length	4.2	4.2
Orden	C24	C25
Corte en la punta		



Cat. No.	1158
Head Size	012
Head Length	4.1
Orden	C26
Fisura punta redondeada	



Cono Invertido


Ideal para crear retenciones mecánicas y socavaduras al contornear preparaciones de cavidades para restauraciones de amalgama.



Cat. No.	33 1/2	34	35	36	37
Head Size	007	008	010	012	014
Head Length	0.7	1	1.2	1.4	1.4
Orden	C19	C20	C21	C22	C23
Cono Invertido					

Cat. No.	37L
Head Size	014
Head Length	3.8
Orden	C68
Cono Invertido Largo	





Fisura Recta


Ideal para crear superficies planas o paralelas; se puede utilizar para crear pisos planos con hombros rectos. También disponibles cabezales de mayor longitud y funciones de corte transversal.



Cat. No.	56	57	57L
Head Size	009	010	010
Head Length	4	4.4	5
Orden	C27	C28	C29
Fisura			



Cat. No.	556	557	558	560
Head Size	009	010	012	016
Head Length	4	4.5	4.5	4.5
Orden	C38	C39	C40	C41
Fisura Corte Transversal				



Fisura Cónica

Permite crear lados divergentes con esquinas redondeadas. Diseñado para facilitar la entrada inicial gracias al extremo redondeado. Utilice las versiones de corte transversal para un corte grueso más eficiente.




Cat. No.	169	170	171
Head Size	009	010	012
Head Length	4.1	4.1	4.1
Orden	C33	C34	C35
Fisura Cónica			



Cat. No.	169L	170L
Head Size	009	010
Head Length	5.5	5.7
Orden	C36	C37
Fisura Cónica Larga		





Fisura Cónica

Diseñada para una entrada más fácil que una fresa de punta plana. Crea una superficie lateral recta con esquinas redondeadas y suaves. También disponemos de cabezales de mayor longitud y versiones de corte transversal.

Fresas de Carburo alta velocidad FG, FGXL y HP

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



Cat. No.	700	701	702
Head Size	010	012	016
Head Length	4	4.5	4.5
Orden	C42	C43	C44
Fisura Cónica Corte Transversal			

Cirugía



Cat. No.	702
Head Size	016
Head Length	4.5
Orden	C48
Fisura Cónica Corte Transversal	

Laboratorio



Cat. No.	701	701L	702	702L	703	703L
Head Size	010	010	012	012	016	016
Head Length	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Orden	C67	C70	C75	C71	C69	C72
Fisura Cónica Corte Transversal Larga						



Cat. No.	700L	701L	702L
Head Size	010	012	016
Head Length	5.5	5.5	5.5
Orden	C30	C31	C32
Fisura Cónica Corte Transversal Larga			






ALTA VELOCIDAD FG-XL

Cirugía




Cirugía




BAJA VELOCIDAD HP

Cirugía



Cirugía





Cirugía Lindemann

La fresa Lindemann está diseñada para cortes agresivos en la estructura ósea. Está fabricada en una sola pieza de carburo de tungsteno.

Su geometría especial permite un corte eficiente de tejido duro o óseo, eliminando al mismo tiempo los residuos, un acceso más fácil a los conductos radiculares.

- La punta de seguridad evita la penetración en el suelo de la cámara pulpar.






Zekrya

Una fresa única que tiene una punta de corte y 6 estrías helicoidales que las hacen ideales para seccionar terceros molares impactados antes de su extracción, separar las raíces y quitarlas.




Cat. No.	Zekrya23	Zekrya28
Head Size	016	016
Head Length	11	11
Total Length	23	28
FG	C56	C57



Endo Access

Fresa Endo Safe End

- Fresa de carburo especialmente diseñada con punta de seguridad anticorte.
- Amplía, de forma segura, la cámara pulpar sin perforaciones ni rebordes.
- Crea una forma de embudo para permitir un acceso más fácil a los conductos radiculares.
- La punta de seguridad evita la penetración en el suelo de la cámara pulpar.




Cat. No.	EndoZ
Head Size	016
Head Length	9
Total Length	23
FG	C58



Multinavajas

H134



Cat. No.	ET6
Head Size	014
Head Length	6.0


Alta Velocidad

● Fino (12 Navajas) ET6
Orden **C079**

● Extra-Fino (16 Navajas) ET6F
Orden **C080**

○ Ultra-Fino (30 Navajas) ET6UF
Orden **C081**

H135



Cat. No.	ET9
Head Size	014
Head Length	9.0

Alta Velocidad

● Fino (12 Navajas) ET9*
Orden **C082**

● Extra-Fino (16 Navajas) ET9F
Orden **C083**

○ Ultra-Fino (30 Navajas) ET9UF
Orden **C084**

Cat. No.	7404	7406	7408
Head Size	023	023	023
Head Length	4.	.2	4.2
● Fino (12 Navajas)	7404		
● Extra-Fino (16 Navajas)		7406	
○ Ultra-Fino (30 Navajas)			7408
orden	C085	C086	C087

Alta Velocidad



Carburos multinavajas de alto rendimiento.

Diseñados para respetar el perfil natural del diente, nuestros carburos multinavajas ofrecen control total, mayor sensibilidad táctil y un corte preciso. Su punta segura protege el margen subgingival y el tejido, evitando el desgaste excesivo.

Disponibles en 12, 16 y 30 navajas para trabajar en secuencia: contorneado, terminado, pre-pulido y pulido de forma rápida y eficiente.



Precisión clínica y terminados superiores en cada procedimiento

Beneficios de la fresa REX Metal Cutting de carburo sólido de una sola pieza:

La geometría especial de la hoja con cortes transversales finos y un diseño de cuello único produce una fresa que corta rápidamente el metal con menos vibraciones y mejor **CONTROL**.



Cat. No.	B1558	H34L
Head Size	012	012
Head Length	4.1	4.1
Orden	C60	C61
Round End Cross Cut Fissure		



REX Ultra Titanio

Las fresas REX Ultra Titanio están diseñadas tecnológicamente para proporcionar resultados rápidos y excelentes en:

- Procesamiento de implantes.
- Corte de coronas.
- Preparación de coronas y puentes.

El REX Ultra Titanio está fabricada en carburo sólido de una sola pieza que da como resultado un instrumento de corte más suave y duradero, desgastando el Titanio rápidamente.



Cat. No.	C55
Description	Round end taper
Head Size	8
Head Length	016






REX Ortho Debond

REX Ortho Debond es una fresa diseñada con una punta segura que no daña la encía, en forma de chaflán para evitar la formación de surcos.

Fabricada para eliminar suavemente los residuos adhesivos de ortodoncia SIN DAÑAR EL ESMALTE



Cat. No.	C49
Descripcion	Orto
Head Size	0.16
Head Length	8.3
	76
Ortho Debond	






FISSUROTOMY®


Estas fresas de Fissurotomy están desarrolladas para el diagnóstico y tratamiento conservador de caries ocultas.

Estas fresas logran explorar, diagnosticar y tratar caries de fosas y fisuras preservando la estructura dental sana.




Original

Para exploración conservadora de fosetas y fisuras.



Micro NTF



Para exploración ultra conservadora de fosetas y fisuras.



Micro STF


Además de la exploración ultra conservadora de fosetas y fisuras, hará retenciones para el sellador.

Cat. No.	Original	NTF	STF
Head Size	010	007	006
Head Length	2.5	2.5	1.5
Orden	C45	C46	C47



FRESONES DE TUNGSTENO

Cut F Fine Cross Cut



Cat. No.	C500	C504	C501	C502
Size $\varnothing$ 1/10mm	023	018	040	060
Thickness mm	12.0	8.0	14.0	16.0

Pack of 1


Cut SPF Fine Spiral Cross Cut



Cat. No.	C505	C506
Size $\varnothing$ 1/10mm	023	040
Thickness mm	13.9	13.7

Pack of 1

Cut SC Super Coarse Cross Cut



Cat. No.	C503
Size $\varnothing$ 1/10mm	060
Thickness mm	16.0


Pack of 1

Cut ST Coarse Cross Cut Sharp Teeth



Cat. No.	C503
Size $\varnothing$ 1/10mm	040
Thickness mm	4.0

Pack of 1



HP

Cut F: Apto para todo tipo de materiales dentales. Permite un trabajo preciso en cualquier superficie



HP

Cut SPF: Excelente rendimiento de corte y eliminación de virutas facilitada en materiales duros como titanio.



HP

Cut SC: Para la reducción bruta de resinas y yeso, así como materiales para cucharillas a base de resina. No desgastar metal.



HP

Cut ST: Para la reparación de placas o bien para hacer retenciones en dientes de acrílico para enfilados.

FRESONES DE CERÁMICA / ZIRCONIA

La Ventaja de estos Fresones de Cerámica, es que NO GENERAN CALOR como los instrumentos metálicos.



Cat. No.	C510	C507	C508	C509
Size $\varnothing$ 1/10mm	060	060	060	060
Thickness mm	16.0	16.0	16.0	16.0

Pack of 1

HP

Su excelente diseño exige herramientas de primera calidad. La respuesta: los exclusivos fresones de cerámica. El material garantiza un trabajo delicado e intuitivo, combinado con una precisión absoluta.



APLICACIONES

Desgaste preciso y eficiente para laboratorio y clínica

Ideal para cortar y desgastar encías artificiales, materiales blandos, guardas de silicón, acrílico y zirconia presinterizada.



BENEFICIOS CLAVE

Eficiencia y control para resultados profesionales



- Larga durabilidad
- Alto rendimiento de corte
- Desgaste preciso y controlado
- Mínima generación de calor

Tissue Trimming

- Diseñada para cirugía de tejidos blandos, la fresa recortadora de tejidos blandos de cerámica es un instrumento rotatorio que puede utilizarse como alternativa al uso de bisturí, electrocirugía y hojas quirúrgicas.

El uso del recortador de tejido proporciona un sangrado mínimo.


- Las puntas de óxido duro biocompatible están hechas para cortar el tejido sin quemarlo y sin dañarlo.




SWISS-MADE DIAMOND DISCS

Los DISCOS de DIAMANTE WinParr son de fabricación suiza, ideales para acrílico, cerámica, porcelana, metales, yeso, zirconia, disilicato de litio y ortodoncia. Ampla selección de tamaños y estilos. Velocidad recomendada: 20 000 RPM.

Dos luces CERÁMICA Y ACRILICO




Cat. No.	DD01
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.15



Cat. No.	DD02
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.15

Dos luces ZIRCONIA Y DISILICATO




Cat. No.	DD03
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.20

Dos luces STRIPPING




Cat. No.	DD04	DD05	DD06
Size Ø 1/10mm	140	120	100
Thickness mm	0.15	0.15	0.15

Dos luces CERÁMICA Y ACRILICO




Cat. No.	DD07
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.15




Cat. No.	DD08
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.15

Dos luces CERÁMICA Y ESMALTE




Cat. No.	DD09
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.15

Dos luces CERÁMICA Y ACRILICO



Cat. No.	DD10
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.20



Cat. No.	DD11
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.20

Dos luces ACRILICO, YESO Y ACETATO



Cat. No.	DD12	DD13
Size Ø 1/10mm	220	220
Thickness mm	0.20	0.15



Pulidores - RA y HP

Porcelana, Zirconia y Disilicato de Litio

Resultados superiores en cuestión de segundos

Los pulidores de diamante, permiten ajustar y pulir las restauraciones en la clínica sin necesidad de devolverlas al laboratorio. Realiza los ajustes y restaura el brillo intenso.



Cat. No.	P02-RA	P08-RA	P14-RA	P03-RA	P09-RA	P15-RA	P04-RA	P10-RA	P16-RA	P37-RA	P38-RA	P39-RA
Grit	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino
Size (mm)	4 x 10			6 x 7.5			11 x 2			4 x 10		
Shape	Spiral Wheel RA			Point RA			Knife RA			Spiral Wheel RA		
RPM	7.000 – 12.000 min-1 max. 20.000 min-1											



Cat. No.	P01-RA	P07-RA	P13-RA	P06-HP	P12-HP	P18-HP	P05-HP	P11-HP	P17-HP	P34-HP	P35-HP	P36-HP
Grit	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino
Size (mm)	1.6 x 14			10 x 2.5			10 x 2.5			10 x 2.5		
Shape	Spiral point RA			Point HP			Spiral Wheel HP			Spiral Wheel HP		
RPM	7.000 – 12.000 min-1 max. 20.000 min-1											

Pulidores para resina - RA Y HP

Acrílico, Resinas, Metal y Flexibles.

Resultados superiores en cuestión de segundos


Los pulidores de pelo de cabra y borlas de algodón dan un terminado de pulido de alto brillo con o sin pastas diamantadas, sin necesidad de devolverlas al laboratorio. Realiza los ajustes y restaura el brillo intenso.



Cat. No.	P30-HP	P31-RA	P32-HP	P33-RA	P43-HP
Grit	Medio	Medio	Fino	Fino	Medio
Size (mm)	HP	RA	HP	RA	HP
Shape	Wheel				
RPM	7.000 – 12.000 min-1 max. 15.000 min-1				



Pulidores Scotch para Acrílico, Nylon y Flexibles - HP




Cat. No.	P26-HP	P27-HP	P28-HP	P29-HP
Grit	Grueso	Medio	Fino	Fino
Size (mm)	10 x 2.5			
Shape	Scotch Wheel RA			

Pulidores para resina - RA

Pulidor de diamante RA para composite: alisa, pule y da un aspecto final de alto brillo.



Cat. No.	P21-RA	P22-RA
Grano	Medio	Fino
Tamaño (mm)	4 x 10	
Forma	Spiral Wheel RA	
RPM	3.000 – 8.000 min-1 max. 20.000 min-1	



Cepillos Polibrush para pulir resina en un sólo paso



Cat. No.	P40-RA	P41-RA	P42-RA
Tamaño (mm)	075	050	050
Forma	Copa G	Copa CH	Punta




Pulidores para Acrílico y Flexibles - HP

Tres pasos para el pulido de acrílicos y flexibles



Cat. No.	P23-HP	P24-HP	P25-HP
Grano	Grueso	Medio	Fino
Tamaño (mm)	10 x 24		
Forma	Bullet HP		
RPM	5.000 – 7.000 min-1 max. 15.000 min-1		



Grinder Zirconia, Disilicato y Cerámica HP

- Grinder impregnados de diamante
- Excelente estabilidad
- Mantiene la forma durante el desgaste
- Excelente durabilidad
- No genera calor evitando microfracturas



Cat. No.	A05-HP	A06-HP	A07-HP
Grit	Medio	Medio	Medio
Size (mm)	3.5 x 11	4.8 x 13	3.5 x 15
Shape	Punta	Barril	Rueda
RPM	15.000 – 25.000 min-1 max. 35.000 min-1		



Grinder Cerámica HP


- Abrasivos impregnados de Oxido de Aluminio
- Excelente estabilidad sobre la cerámica
- Mantiene la forma durante el desgaste
- Excelente durabilidad
- No genera calor evitando microfracturas



Cat. No.	A08-HP	A09-HP	A10-HP	A11-HP
Grit	Grueso	Grueso	Grueso	Medio
Size (mm)	4 x 10	5 x 13	12 x 2	4 x 10
Shape	Punta	Barril	Rueda	Punta
RPM	15.000 – 25.000 min-1 max. 35.000 min-1			

Pulidor Disilicato de Litio y Cerámica HP

Pulidores para cerrar los poros de la cerámica y disilicato de Litio




Cat. No.	P20
Grit	Medio
Size (mm)	22 x 3 22 x 4
Shape	Wheel
RPM	7.000 – 10.000 min-1 max. 20.000 min-1

White Stone Arkansas FG

Las piedras blancas están diseñadas para contornear y dar terminado a esmaltes, composites y cerámicas.


Cat. No.	A01-FG	A02-FG	A03-RA	A04-RA
Description	Flama	Punta	Flama	Punta
Head Length	7	9	7	9
Head Diameter	2.5	2.5	2.5	2.5
Total Length	19	19	19	19



Ortho Polisher RA

Este pulidor es Ideal para la eliminación segura y cuidadosa del adhesivo residual de los brackets sin dañar la sustancia dental natural, gracias a un granulado de cristales especial que, a pesar de tener una elevada capacidad de pulido, tiene una dureza inferior a la del esmalte.

Cat. No.	P19-RA
Description	Flama
Head Length	7
Head Diameter	2.5
Total Length	19





Win Strips Manuales

Los WIN STRIPS manuales de SIERRA y de DIAMANTE, se utilizan en una sencilla secuencia paso a paso, codificadas por colores, para el terminado y pulido de materiales, remoción de cemento, asentamiento de coronas, el desgaste interproximal para ORTODONCIA y eliminación de manchas interproximales.

Su diseño autolimitante de profundidad previene la irritación de los tejidos blandos, y su mango único proporciona un agarre cómodo para un control táctil óptimo.

Disponibles en una LUZ y en dos LUCES. Esterilizables en autoclave.

Orden	STR01	STR02	STR03	STR04	STR05	STR06	STR07	STR08	STR09
									
Ⓓ Interproximal Space DOS LUCES	0.05 mm	-	0.10 mm	-	0.20 mm	-	0.30 mm	-	0.40 mm
Ⓔ Interproximal Space UNA LUZ		0.05 mm	-	0.10 mm	-	0.15 mm	-	0.20 mm	-
Ancho	7.5 mm	7.5 mm		7.5 mm		7.5 mm		7.5 mm	
Longitud	15 mm	15 mm		15 mm		15 mm		15 mm	
Grano	Sierra	Extra Fino		Fino		Mediano		Grueso	
Secuencia	Blanco	Amarillo		Rojo		Azul		Verde	

135 °C



AUTOCLAVABLE.
AUTOCLAVABLE.



PASO 1 WIN STRIP AMARILLO EXTRAFINO

- ✓ Abertura interproximal de doble cara de 1.10 mm
- ✓ Abertura unilateral de 0.05 mm



PASO 2 WIN STRIP ROJO FINO

- ✓ Abertura interproximal de doble cara de 0.20 mm
- ✓ Abertura unilateral de 0.10 mm



PASO 3 WIN STRIP AZUL MEDIO

- ✓ Abertura interproximal de doble cara de 0.30 mm
- ✓ Abertura unilateral de 0.15 mm



PASO 4 WIN STRIP VERDE GRUESO

- ✓ Abertura interproximal de doble cara de 0.40 mm
- ✓ Abertura unilateral de 0.20 mm

Win Strips Tiras

135 °C




Strips

AUTOCLAVABLE.
AUTOCLAVABLE.



STRIPS PERFORADOS DE DIAMANTE

Las tiras de diamante perforadas están diseñadas para un control total durante la reducción y el contorneado interproximal. Permiten un fácil acceso y una reducción manual precisa del esmalte, lo que resulta en un acabado suave y natural. Su diseño perforado facilita la eliminación de residuos, proporciona mayor visibilidad, control y flexibilidad; están fabricadas en acero inoxidable para resistir roturas y estiramientos. Las tiras perforadas están codificadas por colores para la selección del grano: azul para grano medio, rojo para grano fino y amarillo para grano superfino. Esterilizable en autoclave: reutilizable para mayor valor.



STRIPS LISOS DE DIAMANTE

La tira de diamante serrada cuenta con una tira ultrafina y un borde serrado sin diamante de 40 mm para romper los contactos interproximales. Las secciones recubiertas de diamante se utilizan para el acabado del esmalte y todos los materiales de restauración. Un solo instrumento para dos procedimientos ahorra tiempo en la clínica. Fabricada en acero inoxidable para resistir roturas y estiramientos. Esterilizable en autoclave: reutilizable para mayor valor.



STRIPS DE SIERRA DE ACERO QUIRÚRGICO

Para eliminar el exceso de material de las regiones proximales: materiales como composites, acrílicos, cementos de ionómero de vidrio y amalgama.
Para eliminar el exceso de cemento después de colocar coronas, inlays, onlays y carillas laminadas.
Esterilizable en autoclave: reutilizable para mayor valor.




Kit para CAD-CAM libres de metal en clínica

Un KIT que contiene los diamantes necesarios para preparar todas las coronas libres de metal. Diseñado para una técnica precisa y comprobada paso a paso. Apto para restauraciones de cerámica sin metal: zirconio y alúmina. El KIT contiene todas las fresas para lograr una restauración estética perfecta. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

					
Figure No.	D72	D73	D57	D58	A02-FG
Head Size (1/10 mm)	010	010	016	016	025
Cutting Length (mm)	11.0	11.0	8.0	8.0	6.0

					
Figure No.	D20	D61	D62	D40	D41
Head Size (1/10 mm)	012	021	021	010	010
Cutting Length (mm)	1.4	8.0	8.0	7.0	7.0

					
Figure No.	D91	D89	D84	D26	D27
Head Size (1/10 mm)	016	023	023	016	016
Cutting Length (mm)	—	4.2	4.2	5.0	5.0



Cat. No. **KIT01**



Kit para preparación de estética total en clínica

Este KIT “**SUPER COMPLETO**” fue creado para la preparación de coronas, puentes, inlay/onlay y carillas y fue diseñado para satisfacer las exigencias de la preparación dental con coronas de porcelana sobre metal.

La línea de terminado es un bisel medio, probado en numerosas coronas y puentes, y demostró ser clínicamente eficiente y fácil de usar. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



										
Figure No.	D65	D20	D61	D60	D56	D62	D87	D88	D55	D66
Head Size ($1/10$ mm)	014	016	025	016	018	021	016	021	016	016
Cutting Length (mm)	10.0	1.4	8.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.0	10.0

										
Figure No.	C13	D28	C61	D40	D43	D23	D83	D53	D52	D29
Head Size ($1/10$ mm)	008	016	012	009	014	040	023	025	018	009
Cutting Length (mm)	2.8	5.0	3.5	5.0	8.0	1.0	4.2	4.0	4.0	3.0



Cat. No.

KIT02



Kit para preparación de coronas y puentes en clínica

Este kit fue creado para la preparación de coronas y puentes y fue diseñado para anteriores y posteriores, además se pueden lograr marcas de profundidad y ofrecer una preparación rápida y precisa. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



										
Figure No.	D64	D20	D61	D62	D24	D25	D77	D78	A02-FG	A01-FG
Head Size ($1/10$ mm)	018	016	021	021	014	016	014	016	025	025
Cutting Length (mm)	10.0	1.4	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.0	6.0

										
Figure No.	D59	D60	D86	D85	D40	D43	D41	D17	D83	D84
Head Size ($1/10$ mm)	018	018	016	012	010	014	010	033	023	023
Cutting Length (mm)	9.0	9.0	8.0	6.0	8.0	8.0	8.0	4.2	4.2	4.2

						
Figure No.	C61	C60	D28	D95	D96	D19
Head Size ($1/10$ mm)	012	012	016	016	016	031
Cutting Length (mm)	3.5	3.5	5.0	5.0	5.0	1.0



Cat. No. **KIT03**



Kit para preparación de INLAY/ONLAY en clínica

Un KIT para la preparación de Inlay/Onlay realizando las paredes divergentes hacia las paredes exteriores de la cavidad. Además dos fresas de carburo para retirar amalgama o cualquier otro material dentro de la cavidad.

Este KIT de restauración Inlay/Onlay permite un enfoque microinvasivo, la técnica para preparación de restauraciones Inlay/Onlay con las fresas especiales para dejar los suelos planos y así hacer estable el apoyo de la restauración. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.




					
Figure No.	D20	D55	D48	D61	D62
Head Size ($1/10$ mm)	012	016	012	021	021
Cutting Length (mm)	1.0	8.0	8.0	8.0	8.0

					
Figure No.	D83	D84	D19	D54	D58
Head Size ($1/10$ mm)	023	023	030	016	016
Cutting Length (mm)	5.0	5.0	1.2	6.0	8.0

					
Figure No.	C60	D52	D53	D26	D28
Head Size ($1/10$ mm)	012	018	025	016	016
Cutting Length (mm)	3.5	4.0	4.0	5.0	5.0



Cat. No. **KIT04**



Kit para preparación de carillas Veneer en clínica

Un KIT para la preparación de carillas veneer, con las fresas necesarias para la medición de profundidad para Anteriores y Posteriores. Diseñado para proporcionar una técnica precisa y comprobada paso a paso. El KIT contiene todas las fresas para lograr una estética perfecta con carillas laminadas de porcelana. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.





					
Figure No.	D88	D87	D68	D69	D77
Head Size ($1/10$ mm)	021	016	016	021	014
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	10.0	10.0	8.0

					
Figure No.	D57	D58	D22	D83	D84
Head Size ($1/10$ mm)	014	009	031	023	023
Cutting Length (mm)	8.0	8.0	1.4	4.2	4.2

					
Figure No.	D71	D80	D26	D27	D28
Head Size ($1/10$ mm)	009	016	016	016	016
Cutting Length (mm)	8.0	3.5	5.0	5.0	5.0



Cat. No. **KIT05**



Kit para acceso de endodoncia en clínica

Un KIT para la apertura y preparación de la cavidad pulpar con fresas de bola para la penetración inicial y el eje de las fresas de diamante para realizar la apertura de la cámara pulpar.

Cavidad de acceso en un solo paso. La cavidad de acceso se realiza en un paso usando una sola fresa en dientes unirradiculares y preparando en dientes multirradiculares un acceso cónico adaptado para la inserción de las fresas Endo-Z (C58). El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



					
Figure No.	C58	C56	C57	C31	C37
Head Size ($1/10$ mm)	016	016	016	012	010
Cutting Length (mm)	8.0	8.0	8.0	6.0	4.2

					
Figure No.	C04	C06	D05	C16	C26
Head Size ($1/10$ mm)	010	014	016	010	012
Cutting Length (mm)	—	1.4	—	2.0	4.1



Cat. No.

KIT06



Kit para Cirugía PERIODONTAL

Un KIT que contiene los carburos necesarios para alcanzar los depósitos en la línea de las encías y debajo de ellas, en las superficies de la raíz del diente. Además puede realizar el tratamiento periodontal mecánico, ampliar bifurcaciones y constricciones radiculares, depurar las superficies radiculares, remoción de depósitos y sarro incluso en zonas de difícil acceso donde el curetaje no llega y el pulido final de las superficies radiculares. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



					
Figure No.	C62	C63	C64	C76	C48
Head Size ($1/10$ mm)	014	018	023	016	016
Cutting Length (mm)	—	—	—	9.0	4.5

					
Figure No.	C09	D04	D06	C24	C25
Head Size ($1/10$ mm)	023	014	018	012	012
Cutting Length (mm)	—	—	—	4.2	4.2



Cat. No.

KIT07



Kit para cirugía ósea y alargamiento de coronas en clínica

Este KIT fue diseñado para ayudar en procedimientos quirúrgicos de alargamiento de coronas para usarse en secuencia ordenada y guiar al odontólogo para lograr el resultado deseado de forma precisa, predecible y segura. Incluye fresas especiales a medida con marcas de profundidad láser. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.


					
Figure No.	C62	C63	C64	C24	C25
Head Size ($1/10$ mm)	014	018	023	012	010
Cutting Length (mm)	—	—	—	3.0	3.0

				
Figure No.	—	—	—	—
Head Size ($1/10$ mm)	014	018	023	016
Cutting Length (mm)	—	—	—	3.5



Cat. No.

KIT08




Kit Fresas Gold desgaste y pulido de Zirconia y Preparación de coronas en clínica

Un KIT que contiene los diamantes "GOLD" de nuestra línea "PREMIUM" necesarios para desgaste ó corte de coronas libres de metal de Zirconia, de E-Max® ó de Cerámica y prepulido, pulido y alto brillo. Además estas fresas "GOLD" de nuestra línea "PREMIUM" también son extraordinarias para desgaste de esmalte haciéndolo sin vibraciones y con una gran rapidez. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.





						
Figure No.	P02-RA	P01-RA	P08-RA	P07-RA	P14-RA	P13-RA
Head Size (1/10 mm)	100	040	100	040	100	040
Cutting Length (mm)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Grit	Coarse	Coarse	Medium	Medium	Fine	Fine

										
Figure No.	D91	D33	D89	D23	D24	D25	D48	D49	D59	D86
Head Size (1/10 mm)	016	012	023	040	020	014	012	020	018	018
Cutting Length (mm)	—	4.0	4.5	2.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0



Cat. No.

KIT09



Kit para pulido de Zirconia, Disilicato de Litio (E-max®) y cerámica en clínica




Un kit que contiene los pulidores impregnados de diamante para el prepulido, pulido y alto brillo de Zirconia, Disilicato de Litio y Cerámica. Pulidores perfectos para un pulido rápido y suave de Zirconia y de E-Max®. El pulido más seguro, rápido y suave para coronas y puentes. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Figure No.	P02-RA	P03-RA	P04-RA	P01-RA	P08-RA	P09-RA	P10-RA	P07-RA	P14-RA	P15-RA	P16-RA	P13-RA
Head Size (1/10 mm)	100	040	060	040	100	040	060	040	100	040	060	040
Cutting Length (mm)	7.5	10.0	2.5	7.5	7.5	10.0	2.5	7.5	7.5	10.0	2.5	7.5
Grit	Coarse	Coarse	Coarse	Coarse	Medium	Medium	Medium	Medium	Fine	Fine	Fine	Fine



Cat. No. **KIT10**



Kit para remover Zirconia en clínica




Un KIT con fresas de diamante “GOLD” de nuestra línea “PREMIUM” para remover Zirconia de manera eficiente y rápida. Tienen un rendimiento constante. Además estas fresas desgastan el esmalte con corte suave para crear preparaciones exitosas. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

					
Figure No.	D91	D33	D89	D23	D24
Head Size ($1/10$ mm)	016	012	023	040	020
Cutting Length (mm)	—	4.0	4.5	2.0	6.0

					
Figure No.	D25	D48	D49	D59	D86
Head Size ($1/10$ mm)	014	012	020	018	018
Cutting Length (mm)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0



Cat. No. **KIT11**



Kit Fresas Cool Cut Turbo para preparaciones o desgastes ultra rápido en clínica

Un kit con las fresas COOL CUT que ofrecen ventajas tanto para el paciente como para el profesional: el agua de refrigeración se suministra a través de las ranuras del espiral directamente al punto de contacto entre la fresa y el diente y así la temperatura del desgaste disminuye.

El desgaste es más rápido con una eliminación de material agresiva y, al mismo tiempo deja una excelente calidad de superficie. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



					
Figure No.	D91	D89	D92	D93	D94
Head Size (1/10 mm)	016	023	020	016	018
Cutting Length (mm)	—	5.3	9.0	9.0	9.0

					
Figure No.	D91	D89	D92	D93	D94
Head Size (1/10 mm)	016	023	020	016	018
Cutting Length (mm)	—	5.3	9.0	9.0	9.0



Cat. No.

KIT12



Kit para remover metales en clinica

Un kit diseñado para remover el metal SUPER-DURO con fresas de diamante para retirar la cerámica y dos fresas de carburo REX METAL CUTTING de cortes transversales super cortantes. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.






					
Figure No.	D24	D25	D58	D33	C41
Head Size ($1/10$ mm)	014	020	016	012	014
Cutting Length (mm)	8.0	9.0	8.0	4.0	4.0

					
Figure No.	D06	D91	C61	C60	C26
Head Size ($1/10$ mm)	018	016	012	012	012
Cutting Length (mm)	—	—	3.5	3.5	4.1



Cat. No.

KIT13



Kit para FISUROTOMIA

Un kit con fresas de fisurotomía que permiten el diagnóstico precoz, la preparación conservadora y el tratamiento de las caries de fisuras ocultas, a menudo sin el uso de anestesia. La forma de la cabeza de la fresa de fisurotomía permite la exploración conservadora de las fisuras con una técnica fácil de usar. Para el paciente es prácticamente libre de dolor y crea una forma de cavidad ideal. Se puede explorar y restaurar en solo 3-5 minutos. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

			
Figure No.	C13	C14	C18
Head Size ($1/10$ mm)	008	010	010
Cutting Length (mm)	2.0	2.0	3.8



			
Figure No.	C45	C46	C47
Head Size ($1/10$ mm)	010	007	006
Cutting Length (mm)	2.5	2.5	1.5

			
Figure No.	C45	C46	C47
Head Size ($1/10$ mm)	010	007	006
Cutting Length (mm)	2.5	2.5	1.5



Cat. No.

KIT14



Kit para ajuste y pulido de Composites-Resinas en clínica

Un kit que contiene los pulidores impregnados de diamante para el pulido y alto brillo de Composites - Resinas y Piedras de Arkansas de flama y de punta. Las fresas de diamante en este KIT son de grano FINO y EXTRAFINO, para el terminado sin dejar rayones en la Resina. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Figure No.	P07-RA	P21-RA	P13-RA	P22-RA
Head Size ($1/10$ mm)	7.5	10.0	7.5	10.0
Cutting Length (mm)	Medium	Medium	Fine	Fine






Figure No.	A02-FG	A01-FG	D58	D60	D83	D84	D71	D28	D07	D80
Head Size ($1/10$ mm)	025	025	016	018	023	023	009	016	018	016
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	9.0	9.0	4.2	4.2	8.0	5.0	-	3.5



Cat. No.

KIT15



Kit para pulido de Composites - Resinas en clínica

Este kit está diseñado para dar un terminado y alto brillo a las resinas con pulidores impregnados de diamante evitando generar calor y siguiendo una secuencia desde el grano grueso hasta el grano fino, puliendo además las áreas de difícil acceso y así lograr el mejor resultado quitando los rayones finos y obtener resinas de primer nivel. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

						
Figure No.	P07-RA	P21-RA	P13-RA	P22-RA	A02-FG	
Head Size (1/10 mm)	7.5	10.0	7.5	10.0	025	
Cutting Length (mm)	Medium	Medium	Fine	Fine	6.0	

							
Figure No.	P03-RA	P04-RA	P09-RA	P10-RA	P15-RA	P16-RA	A01-FG
Head Size (1/10 mm)	040	060	040	060	040	060	025
Cutting Length (mm)	10.0	2.5	10.0	2.5	10.0	2.5	6.0
	Coarse	Coarse	Medium	Medium	Fine	Fine	



Cat. No.

KIT22



Kit Terminado y Pulido de Composites-Resinas, Ionómeros, Amalgamas y Metales.

Los WINDISC permiten obtener un resultado final perfecto de todas las restauraciones. Diseñados con distintos niveles de grano codificados por colores.


Este KIT es un elemento clave para las restauraciones estéticas.

WINDisc – Discos de contorneado y pulido

- KIT con **4 pasos**: contorneado, terminado, pulido y alto brillo
- **Codificados por color** para selección rápida del grano
- Para **composites, ionómeros, amalgamas y metales**
- **Alta visibilidad** gracias a su material translúcido
- **Flexibles y duraderos**, con óxido de aluminio
- Abrasivo **listo para usar**, sin recubrimientos
- **Mandril patentado**: no se desliza, protege dientes adyacentes
- Acceso seguro a **zonas posteriores e interproximales**
- **Resultado**: restauraciones lisas, precisas y con un **brillo superior**



Cat. No. **KIT23**



Kit para remover cemento de brackets y pulido de esmalte para ortodoncia

Un kit que contiene la fresa de carburo con filos helicoidales que eliminan el adhesivo y el cemento en forma eficaz, sin dañar el esmalte dental. (C49)



Además de las fresas de diamante FINO y EXTRAFINO, este KIT cuenta con los pulidores “SPIRAL” especiales para pulido y alto brillo del esmalte y un pulidor impregnado de cristales para la ayuda de la remoción del cemento. Un KIT que debe de tener todo Ortodoncista. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

					
Figure No.	P19-RA	P08-RA	P07-RA	P14-RA	P13-RA
Head Size ($1/10$ mm)	040	100	040	100	040
Cutting Length (mm)	7.5	2.5	7.5	2.5	7.5
	Medium	Medium	Medium	Fine	Fine

										
Figure No.	A02-FG	A01-FG	C49	D73	D75	D60	D83	D80	D27	D28
Head Size ($1/10$ mm)	025	025	016	010	010	018	023	016	016	016
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	8.0	11.0	8.0	9.0	4.2	3.5	5.0	5.0



Cat. No. **KIT16**



Kit para STRIPPING en Ortodoncia

Este KIT es una solución innovadora diseñado específicamente para procedimientos de reducción interproximal en Ortodoncia, optimizando la seguridad y precisión de corte en el diente. Con discos de tamaño ideal en contrángulo y fresas ultradelgadas. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

Figure No.	DD04	DD05
Head Size ($1/10$ mm)	100	080
Cutting Length (mm)	0.15	0.15

Figure No.	A02-FG	A01-FG	D72	D73	D71	D26	D27	D28
Head Size ($1/10$ mm)	025	025	010	010	009	016	016	016
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	11.0	11.0	8.0	5.0	5.0	5.0



Cat. No. **KIT17**



Kit para desgaste y pulido de resinas con fresas multinavajas

Las fresas multinavajas WinParr son fresas de navajas rectas de alta precisión fabricados en carburo de tungsteno, diseñados para ofrecer cortes suaves, controlados y sin vibración para terminar y pulir resinas sin dañar el esmalte.

- 12 navajas: corte rápido contorneando la resina.
- 16 navajas: balance entre velocidad y suavidad eliminando los rayones.
- 30 navajas: terminado tipo espejo para terminaciones de alto brillo.

Cada fresa pasa estrictos controles de calidad para asegurar durabilidad, filo prolongado y rendimiento constante. En síntesis, son herramientas orientadas a profesionales que buscan máxima precisión, control y calidad en sus tratamientos.



El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

						
Figure No.	C79	C80	C81	C82	C83	C84
Head Size ($1/10$ mm)	014	014	014	014	014	014
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	6.0	9.0	9.0	9.0
No. DE NAVAJAS	12 NAV	16 NAV	30 NAV	12 NAV	16 NAV	30 NAV

				
Figure No.	C85	C86	C87	C88
Head Size ($1/10$ mm)	023	023	023	012
Cutting Length (mm)	4.2	4.2	4.2	8.0
No. DE NAVAJAS	12 NAV	16 NAV	30 NAV	16 NAV



Cat. No. **KIT24**




Kit de cirugía Lindemann FGL

Kit diseñado con fresas ideales para implantes inmediatos, corticotomías, obtención de bloques de hueso autólogo, apicectomías y dientes retenidos.

El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

						
Figure No.	C59	C59	C59	C62	C63	C64
Head Size ($1/10$ mm)	016	016	016	014	018	023
Cutting Length (mm)	9.0	9.0	9.0	—	—	—



				
Figure No.	C48	C48	C56	C57
Head Size ($1/10$ mm)	016	016	016	016
Cutting Length (mm)	4.4	4.4	9.0	9.0

FG*



Cat. No.

KIT25



Kit de cirugía Lindemann HP

Kit de cirugía de fresas Lindemann ideal para implantes inmediatos, corticotomías, obtención de bloques de hueso autólogo, apicectomías y dientes retenidos.

El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.




Figure No.	C77	C78	C65	C66
Head Size ($1/10$ mm)	016	016	014	018
Cutting Length (mm)	9.0	9.0	—	—








Figure No.	C70	C71	C72
Head Size ($1/10$ mm)	012	016	021
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	7.5



Cat. No. **KIT26**



Kit para ajuste y pulido de Zirconia, Disilicato de Litio (E-max®) y cerámica en lab

Un kit para el trabajo en el laboratorio dental, que contiene los pulidores impregnados de diamante para el prepulido, pulido y alto brillo de Zirconia, E-Max® y Cerámica; además del desgaste sin generar calor evitando microfracturas. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.






Figure No.	A06-HP	A05-HP	P05-HP	P06-HP	P11-HP	P12-HP	P17-HP	P18-HP
Head Size (1/10 mm)	040	040	170	040	170	040	170	040
Cutting Length (mm)	13.0	13.0	2.5	13.0	2.5	13.0	2.5	13.0
Grit	GRUESO	GRUESO	GRUESO	GRUESO	MEDIO	MEDIO	FINO	FINO



Cat. No. **KIT18**



Kit BIG para remover Zirconia en Lab

Un kit que contiene los pulidores impregnados de diamante para el prepulido, pulido y alto brillo de Zirconia, E-Max® Cerámica BIG; además del desgaste sin generar calor evitando microfracturas. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.






Figure No.	A07-HP	A05-HP	A34-HP	A35-HP	A36-HP
Head Size (1/16 mm)	150	040	170	170	170
Cutting Length (mm)	3.0	13.0	2.5	2.5	2.5
Grit	GRUESO	GRUESO	GRUESO	MEDIO	FINO



Cat. No.

KIT19



Kit Fresones de CARBURO de TUNGSTENO

Un kit con FRESONES de CARBURO de navajas cruzadas finas y extrafinas para el corte y desgaste rápido de acrílico, flexibles, nylon, resina, metal no precioso, titanio y yeso. Gran durabilidad y alta eficiencia de corte. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.




Figure No.	C504	C500	C501	C502
Head Size (1/10 mm)	018	023	040	060
Cutting Length (mm)	8.0	12.0	14.0	16.0






Figure No.	C505	C506	C503
Head Size (1/10 mm)	023	040	060
Cutting Length (mm)	12.0	14.0	16.0



Cat. No.

KIT20



Kit Postes de Fibra de Vidrio

Las ventajas de este KIT incluyen una estética superior, alta retención, biocompatibilidad y la capacidad de dispersar las fuerzas oclusales de manera similar a la dentina, lo que reduce el riesgo de fracturas radiculares.

Este Kit de postes de fibra de vidrio tienen una mayor resistencia a la fatiga.

La punta de elongación permite un cementado exento de atrapamiento de aire, con alta estética gracias a su translucidez.

El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.




				
Figure No.	P01	P01	P02	P02
Head Size ($1/10$ mm)	1.0	1.0	1.2	1.2
Cutting Length (mm)	11.0	11.0	11.0	11.0

				
Figure No.	P03	P03	P04	P04
Head Size ($1/10$ mm)	1.4	1.4	1.6	1.6
Cutting Length (mm)	11.0	11.0	11.0	11.0



Cat. No.

KIT21



INSTRUCCIONES DE ESTERILIZACION

Instrucciones para limpiar y esterilizar las fresas dentales de diamante:
¡Desinfecte y esterilice las fresas antes de cada uso!

LIMPIEZA

Limpie las fresas sumergiéndolas en una solución desinfectante (diseñada para fresas dentales) que contenga un inhibidor de corrosión durante al menos 10 minutos.
Si es necesario, utilice un cepillo para limpiarlas a fondo.
Enjuáguelas varias veces para eliminar toda la solución desinfectante.

LIMPIEZA EN ULTRASONIC

- Las fresas se pueden limpiar en ultrasonido insertándolas en portafresas.
- Se recomienda un ciclo de 5 minutos con un limpiador de uso general.
- Enjuague varias veces.

AUTOCLAVE

- Coloque las fresas en bolsas de esterilización.
- Coloque en el Autoclave las fresas por 10 minutos a una temperatura de 135°C.

Después de los métodos de esterilización o limpieza, seque las fresas y guárdelas en un ambiente limpio y libre de humedad.

NOTA:

- Utilice los dispositivos y materiales de esterilización y limpieza según el procedimiento recomendado por el fabricante. Es responsabilidad del usuario garantizar la eficacia de la esterilización.
- La esterilización de pulidores de silicón utiliza el mismo proceso que las fresas con un solo cambio: utilice una solución de desinfección específica diseñada para pulidores de silicón en lugar de la solución diseñada para fresas dentales.



EC	REP
----	-----

Win GmbH
Strasse 10
32657 Lemgo
Germany

Nuestra CE está valorada para fresas dentales de diamante de carburo e instrumentos de pulido y abrasivos.



Todo en Ortodoncia

www.ikodental.com

INDICE

4 - 8	Brackets metálicos ligables
9 - 10	Brackets estéticos ligables
11 - 12	Brackets metálicos autoligables
13	Brackets estéticos autoligables
14 - 15	Tubos non-convertible bondeables sencillos y Tubos autoligables non-convertible bondeables sencillos
16 - 19	Arcos
20 - 22	Ligaduras
23 - 28	Accesorios
29	Lustracril para pulir
30	Kit de reducción de esmalte en interproximal
31	Eliminación de Adhesivo en esmalte
32 - 33	Escáner intraoral Iko 3D-3S de última generación



iKo Dental es una empresa Mexicana importadora de productos de origen JAPONES formada por un equipo de profesionales en la venta de productos de ortodoncia, con estrictos controles de calidad.

El nombre de la marca “**iKo**” es un acrónimo de nuestras tres principales creencias: **Innovation** (innovación), **Know-how** (conocimiento) y **Originality** (originalidad).

Garantizamos un servicio óptimo, atención personalizada a través de consultas on-line y presenciales con nuestros asesores de ventas con una excelente relación **CALIDAD-PRECIO** en nuestros productos.


Estamos en continuo movimiento innovando, renovando y mejorando para los ortodoncistas.

Manejamos prescripción Roth y MBT en .018 y .022; en acero inoxidable y los materiales estéticos de cerámica (alumina policristalina) o de zafiro con esferas de zirconia en la base.



Metal Compact MIM

Guru



Guru Metal Compact MIM

El bracket Guru está fabricado bajo el proceso MIM, el cual provee un torque preciso; mayor fuerza y solidez.

Tiene soportes compactos diseñados en 3D con bordes redondeados para una máxima comodidad al paciente y está fabricado en Acero Inoxidable teniendo mayor fuerza y así evitar el colapso de las aletas.

Cuenta con líneas centrales trazadas para un posicionamiento preciso del soporte.

Diseñado en bajo perfil, lo que reduce la interferencia oclusal y evita el desprendimiento del bracket con el Slot fresado con alta precisión para proporcionar un deslizamiento de gran calidad.

Con malla 90 que actúa como redes mini que se sumergen en el adhesivo.


Disponible en Prescripción: ROTH en Slot: .018 y .022




ROTH .018
Orden No.BR01

ROTH .022
Orden No.BR02

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Tip	0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
In/out mm	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.6	1.0	0.6	0.6	0.6
Width mm	2.85	2.85	3.0	2.7	3.2	3.2	2.7	3.0	2.85	2.85




Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Tip	0	0	+7	0	0	0	0	+7	0	0
In/out mm	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	0.6
Width mm	2.85	2.85	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	3.0	2.85	2.85



Metal Mini Cone MIM

Pema



Pema Metal Mini Cone (Cónico)

El bracket Pema está fabricado bajo el proceso MIM y el estricto control del proceso de producción garantizan la precisión de los datos 3D. El diseño especial del slot cónico (de embudo) en el extremo mesial y distal proporciona una mayor distancia entre soportes y permite que el arco se deslice con mayor facilidad, reduciendo la fricción; está fabricado en Acero Inoxidable y tiene una retención 100 Mpa.


Con malla 80 que garantiza la adhesión.

Disponibles en prescripciones: ROTH y MBT en Slot: .018 y .022



MBT .018 Orden No.BR07 MBT .022 Orden No.BR08

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Tip	0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
In/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.8	2.8	2.8	2.8	3.2	3.2	2.8	2.9	2.8	2.8




Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-17
Tip	0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
In/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.8	2.8	2.8	2.5	2.3	2.3	2.5	2.8	2.8	2.8




ROTH .018 Orden No.BR05 ROTH .022 Orden No.BR06

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	-7	-7	-7
Tip	0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
In/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.8	2.8	2.9	2.8	3.1	3.1	2.8	2.9	2.8	2.8




Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-17	-12	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-12	-17
Tip	0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
In/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.8	2.8	2.9	2.3	2.3	2.3	2.3	2.9	2.8	2.8




Metal Mini Cone-M MIM

Pema-M



ROTH .018 Orden No.BR09 ROTH .022 Orden No.BR10

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Tip	0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
In/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	3.0	3.0	3.0	2.8	3.2	3.2	2.8	3.0	3.0	3.0



Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Tip	0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
In/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.9	2.9	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	3.3	2.9	2.9

Pema-M Metal Mini Cone-M (Cónico-Base Bloque)

El bracket Pema-M está fabricado bajo el proceso MIM y el estricto control del proceso de producción garantizan la precisión de los datos 3D. El diseño especial del slot cónico (de embudo) en el extremo mesial y distal proporciona una mayor distancia entre soportes y permite que el arco se deslice con mayor facilidad, reduciendo la fricción; está fabricado en Acero Inoxidable y tiene una retención 100 Mpa., en lugar de malla cuenta con una base "M" especial y esta base proporciona una fuerza de adhesión mejorada.

El torque en la base facilita la alineación del slot, obteniendo un mejor terminado de sus tratamientos.

La base integral de bloque desarrolla una fuerza para una mejor adhesión y un torque super eficiente para ser más fácil la alineación del slot.

Disponible en Prescripción: ROTH en Slot: .018 y .022



Metal MIM


Sidi



Sidi Metal Mim

El bracket Sidi está fabricado bajo el proceso MIM de acero Inoxidable con códigos de identificación de color. Cuenta con un área generosa del Ala para facilitar la ligadura y el diseño de la base proporciona una alineación de ranuras niveladas con calibre de malla 90.

Disponible en Prescripción: ROTH en Slot: .018 y .022




ROTH .018

Orden No. BR13

ROTH .022 Orden No. BR14

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Tip	0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	3.0	3.0	3.0	2.8	3.4	3.4	2.8	3.0	3.0	3.0




Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Tip	0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	3.0	3.0	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	3.0	3.0	3.0



Metal Mini T-Hook

Hung



Hung Metal Mini T-Hook

El bracket Hung está fabricado bajo el proceso MIM y el estricto control del proceso de producción garantizan la precisión de los datos 3D además de tener el hook (gancho) en forma de "T". El diseño especial del slot cónico (de embudo) en el extremo mesial y distal proporciona una mayor distancia entre soportes y permite que el arco se deslice con mayor facilidad, reduciendo la fricción; está fabricado en Acero Inoxidable y tiene una retención 100 Mpa.

La base integral de bloque desarrolla una fuerza para una mejor adhesión y un torque super eficiente para ser más fácil la alineación del slot.


Disponible en Prescripción: ROTH en Slot: .018 y .022



ROTH .018 Orden No. BR17

ROTH .022 Orden No. BR18

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Tip	0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.8	2.8	2.8	2.8	3.2	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8



Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Tip	0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.8	2.8	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	2.8

Sapphire Mono-Crystalline

Kōri



Kōri Sapphire Mono-Crystalline

El bracket Kōri Sapphire Mono-Crystalline tiene formas redondeadas para mayor confort del paciente.

Aletas paralelas que poseen un área amplia en la parte interna para facilitar el ligado, teniendo mayor fuerza. El sistema de base mecánica con una excelente retención de sistema de base recubierta de esferas de zirconia. La línea de marca en el slot tiene mayor precisión al momento de posicionar el bracket. La materia prima de primera calidad con 100% de cristal zafiro, libre de manchas y completamente transparente. La base de forma anatómica con una colocación precisa y el diseño del slot de baja fricción, con identificación de color.

Mecanismo de deslizamiento de primera calidad que supera a los brackets de cerámica. Las esferas de zirconia en la base proporcionan una máxima adhesión, así como su fácil retiro.


Disponibles en Prescripciones: ROTH y MBT en Slot: .018 y .022




MBT .018 Orden No. BR33
MBT .022 Orden No. BR34

ROTH .018 Orden No. BR31
ROTH .022 Orden No. BR32


Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Tip	0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	3.3	3.3	3.4	3.0	3.3	3.3	3.0	3.4	3.3	3.3




Mandibular	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Tip	0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	3.3	3.3	3.4	2.9	2.9	2.9	2.9	3.4	3.3	3.3




Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-3	+8	+12	+12	+8	-3	-7	-7
Tip	0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+1.1	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	3.3	3.3	3.4	3.0	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3



Mandibular	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-3	-3	-3	-3	-11	-17	-22
Tip	0	0	+7	0	0	0	0	+7	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	3.3	3.3	3.4	2.9	2.9	2.9	2.9	3.4	3.3	3.3



Ceramic Mini Poly-Crystalline



Shiroi



ROTH .022 Orden No. BR19

Shiroi Ceramic Mini Poly-Crystalline


El bracket Shiroi de cerámica de tamaño MINI y su composición de un 98,80% de polvo de alúmina policristalina (bajo un proceso de sinterización) hacen que se mimetice discretamente al esmalte del diente, además de su apariencia translúcida. Realizado con Tecnología CIM, fabricado en una sola pieza haciendo que tenga una mayor resistencia.

Las ranuras del Slot están biseladas, lo que garantiza la precisión incluso en la parte más profunda de la ranura y su colocación no requiere adhesivos especiales para ser cementado, además de contar con ranuras en la base para una óptima adhesión.

Este bracket tiene valores de fricción bajo por los cantos de slot redondeados. El clínico logra tratamientos estéticamente inmejorables para su paciente.

Disponible en Prescripción: ROTH en Slot: .022

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Tip	0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	3.3	3.3	3.6	3.3	3.7	3.7	3.3	3.6	3.3	3.3



Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Tip	0	0	+7	0	0	0	0	+7	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	3.3	3.3	3.4	3.1	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3



Metal Active Self-Ligating

Benza




El bracket **Benza** metal Active Self-Ligating fabricado bajo el proceso de tecnología MIM de acero inoxidable. El bracket está diseñado extrafino en dos piezas con soldadura láser y su base se adapta a la corona clínica que es ajustada y curvada para que resulte sumamente confortable. Le sorprenderá lo bien que se adhiere la base del bracket.

El clip está patentado siendo muy fuerte y amplio, facilitando un mejor control de torque, angulación y rotación. Cuenta con bordes del bracket y del slot redondeados para la comodidad y reducir la fricción. Su forma cónica tipo embudo simplifica la apertura de los clips de cierre desde la zona gingival. Malla calibre 90 MESH, soldado cuerpo/base por láser, con identificación numérica por láser

Disponible en Prescripción: ROTH en Slot: .022



Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Tip	0.8	0.8	+11	+9	+5	+5	+9	+1.1	0.8	0.8
In/out mm	3.0	3.0	0.7	1.2	1.1	1.1	1.2	0.7	3.0	3.0
Width mm			3.0	2.7	3.0	3.0	2.7	3.0		




Mandibular	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Tip	0.8	0.8	+7	0	0	0	0	+7	0.8	0.8
In/out mm	3.0	3.0	0.7	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	3.0	3.0
Width mm			2.9	2.5	2.5	2.5	2.5	2.9		



ROTH .022 Orden No. BR28


Low Friction Metal Self-Ligating Passive-Ni

Hum



ROTH .022 Orden No. BR26

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Tip	0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
In/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	0.8	0.8	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.8	2.8	2.8	2.75	3.1	3.1	2.75	2.8	2.8	2.8



Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Tip	0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
In/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.8	2.8	2.8	2.75	2.75	2.75	2.75	2.8	2.8	2.8

Hum Low Friction Metal Self-Ligating Passive-Ni

El bracket Hum Passive-Ni utiliza una menor fuerza (fuerzas ligeras y constantes) reduciendo la fricción al mínimo (el clip no ejerce presión sobre los arcos), dando como resultado un tratamiento más eficiente (evitando un daño radicular) y rápido para los pacientes. Muchas veces los casos se resuelven sin hacer extracciones.

Además, el slot se fabrica con más profundidad y esto ofrece que el arco tenga más juego, reduciendo la fricción del arco de alambre dentro del slot.

El sistema del clip está patentado y abre hacia oclusal, el diseño de la base es compacto y bordes redondeados para la comodidad del paciente.

Disponible en Prescripción: ROTH tipo Damon en Slot: .022




Ceramic Passive Self-Ligating Low Torque

Omah



Cuerpo de cerámica translúcida con bordes redondeados para una gran comodidad

Bordes redondeados y cuatro aletas de contacto en el slot



Clip de cierre más ancho y material cerámico que no cambia de color, con excelente control de rotación

Mecanismo de retención sin metal para el clip, de forma que la estética lograda sea óptima

Slot accesorio

Low Torque



MBT .022

Orden No. BR29

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Tip	0.8	0.8	+11	+9	+5	+5	+9	+1.1	0.8	0.8
in/out mm	3.0	3.0	0.7	1.2	1.1	1.1	1.2	0.7	3.0	3.0
Width mm			3.0	2.7	3.0	3.0	2.7	3.0		



Mandibular	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Tip	0.8	0.8	+7	0	0	0	0	+7	0.8	0.8
in/out mm	3.0	3.0	0.7	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	3.0	3.0
Width mm			2.9	2.5	2.5	2.5	2.5	2.9		

Omah Ceramic Passive Self-Ligating

El bracket Omah Ceramic Passive Self-Ligating es de alta transparencia sin alteraciones en el color.

Fabricados con tecnología CIM (Ceramic Injection Molding), son de perfil bajo con bordes redondeados con superficie doblemente pulida. La avanzada tecnología del autoligable pasivo, logra movimientos de fuerzas ligeras con reducción del tiempo del tratamiento clínico. El clip se abre hacia oclusal para evitar conflictos de mordida. El diseño especial de la base garantiza una retención superior.

Disponible en Prescripción:

MBT en Slot: .022 Disponible en Bajo Torque



TUBOS KIOTO NON-CONVERTIBLE

Los tubos "KIOTO" se fabrican con una superficie exterior plana para facilitar la inserción de los arcos.

Las bases tienen torque para óptimos movimientos con sus bases contorneadas para una mejor adhesión y ajuste para la comodidad del paciente. Fabricados con tecnología MIM de acero inoxidable.

Disponibles para 1er molar y 2º molar:

ROTH .018 y .022

MBT .018 y .022

Se adhieren con cualquier adhesivo para Brackets.

Paquete con 4 piezas: tubo superior e inferior, derecho e izquierdo.



Tubos Non-Convertible Bondables Sencillos **Kioto**

1 st Molar	ROTH.018 MBT. 018	Orden No. TU09 Orden No. TU11		ROTH. 022 Orden No. TU10 MBT. 022 Orden No. TU12	
	Torque	Offset	In/out (mm)	M/D (mm)	R/L
Roth / MBT	-14°	+10°	0.5	4.0	UR
					UL
Roth	-25°	+4°	0.5	4.0	LL
					LR
MBT	-20°	0°	0.5	4.0	LL
					LR

2 nd Molar	ROTH .018 MBT. 018	Orden No. TU13 Orden No. TU15		ROTH. 022 Orden No. TU14 MBT. 022 Orden No. TU16	
	Torque	Offset	In/out (mm)	M/D (mm)	R/L
Roth / MBT	-14°	+10°	0.5	3.2	UR
					UL
Roth	-25°	+4°	0.5	3.2	LL
					LR
MBT	-20°	0°	0.5	3.2	LL
					LR

TUBOS AUTOLIGABLES OSAKA NON-CONVERTIBLE BONDEABLES SENCILLOS

Más allá de la técnica de autoligado, el tubo de autoligado OSAKA combina la facilidad de inserción del alambre con la mecánica de baja fricción gracias a su Clip pasivo; donde presenta torque en su base.

La introducción de los arcos de alambre es muy sencilla gracias a su Clip de NITINOL con gran resistencia. Con estos tubos OSAKA le ayudarán a conseguir un mayor control y tratar a los pacientes de forma más eficiente; ya sea con Brackets convencionales o Brackets de autoligado.

Disponible para 1er molar.
MBT .022

Se adhieren con cualquier Adhesivo para Brackets.

Paquete con 4 piezas.



1 st Molar					
MBT. 022 Orden No. TU17					
Rx	Torque	Offset	In/out (mm)	M/D (mm)	R/L
MBT	-14°	+10°	0.5	4.0	UR
					UL
	-20°	0°	0.5	4.0	LL
					LR

ARCOS DE ACERO INOXIDABLE

Estos arcos, están hechos de una aleación de grado médico 304v y proporciona una fuerza ligera pero máxima y una memoria que resiste a las fracturas; de este modo, se puede asegurar al clínico la máxima calidad del producto, características de fuerzas constantes, alta rigidez, y formas exactas del arco. Estos arcos están pulidos al alto brillo reduciendo así la fricción en los tratamientos. Identificación láser en la parte media. El perfecto calibre y conformación le permite al clínico colocarlo en el slot fácilmente, respetando la forma de la arcada.



Disponibles:

En superior e inferior

Calibres redondos: .012, .014, .016, .018, .020.

Paquete con 10 piezas.

Calibres rectangulares: 16X22, 17X22, 17X25, 18X25, 19X25.



ARCOS DE ACERO INOXIDABLE

REDONDO	ORDEN MEX.	RECTANGULAR	ORDEN MEX.
.012 U	AR01	.016 x .022 U	AR11
.012 L	AR02	.016 x .022 L	AR12
.014 U	AR03	.017 x .022 U	AR13
.014 L	AR04	.017 x .022 L	AR14
.016 U	AR05	.017 x .025 U	AR15
.016 L	AR06	.017 x .025 L	AR16
.018 U	AR07	.018 x .025 U	AR17
.018 L	AR08	.018 x .025 L	AR18
.020 U	AR09	.019 x .025 U	AR19
.020 L	AR10	.019 x .025 L	AR20

ARCOS NICKEL TITANIUM TERMO ACTIVOS

Estos arcos TERMO ACTIVOS están compuestos de una aleación de cobre-níquel-titanio, que da una memoria de forma garantizando movimientos continuos y suaves; lo que da como resultado que no ejercen fuerza hasta calentarse a una temperatura más de los 32 °C., y por esto el arco resulta tan fácil de colocar y no se activa hasta estar en la boca del paciente, de tal forma que reducirá el trauma en los tejidos del soporte del diente y la reabsorción ósea. Además, un control realzado del esfuerzo de torsión para un tratamiento más rápido con una mejor resiliencia, continua y permanente; transformándose de SUAVE a RIGIDO.


Disponibles:

En superior e inferior

Calibres redondos: .012, .014, .016, .018, .020.

Paquete con 10 piezas.

Calibres rectangulares: 16X22, 17X22, 17X25, 18X25, 19X25, 21X25.



ARCOS NICKEL TITANIUM TERMO ACTIVOS

REDONDO	ORDEN MEX.	RECTANGULAR	ORDEN MEX.
.012 U	AR27	.016 x .022 U	AR37
.012 L	AR28	.016 x .022 L	AR38
.014 U	AR29	.017 x .022 U	AR39
.014 L	AR30	.017 x .022 L	AR40
.016 U	AR31	.017 x .025 U	AR41
.016 L	AR32	.017 x .025 L	AR42
.018 U	AR33	.018 x .025 U	AR43
.018 L	AR34	.018 x .025 L	AR44
.020 U	AR35	.019 x .025 U	AR45
.020 L	AR36	.019 x .025 L	AR46
		.021 x .025 U	AR47
		.021 x .025 L	AR48

ARCOS TMA, BETA TITANIUM MOLYBDENUM

El arco TMA tiene indicaciones para todas las fases del tratamiento con la mitad de fuerza y el doble de rango de trabajo que el acero inoxidable. Debido a su rigidez intermedia entre el acero inoxidable y las aleaciones de titanio con memoria, es perfectamente adecuado como principal arco de trabajo. El TMA tiene buenas características de flexibilidad y recuperación del resorte junto con fuerzas predecibles que proporcionan un control constante. No contiene Nickel siendo muy útil para pacientes alérgicos a este material. Superficie con doble pulido mecánico/ electroquímico que asegura el máximo deslizamiento.

Se puede aplicar como un arco de transición al arco rectangular de Acero Inoxidable; permite lograr un óptimo detalle para el final de los tratamientos.


Disponibles:

En superior e inferior

Calibres redondos: .016, .018

Paquete con 1 pieza.

Calibres Rectangulares: 16X22, 17X25, 19X25



ARCOS TMA TITANIUM MOLYBDENUM

REDONDO	ORDEN MEX.	RECTANGULAR	ORDEN MEX.
.016 U	AR53	.016 x .022 U	AR57
.016 L	AR54	.016 x .022 L	AR58
.018 U	AR55	.017 x .025 U	AR59
.018 L	AR56	.017 x .025 L	AR60
		.019 x .025 U	AR61
		.019 x .025 L	AR62

ARCOS COPPER – NITI TERMICOS - SUPER ELASTICOS

Estos Arcos tienen menor rigidez, una notable flexibilidad y son fáciles de ligar. Llenan el slot y por esto, permiten un control eficaz del torque. La liberación de fuerzas más suave y prácticamente constante se mantiene durante un período de tiempo más largo, lo que resulta en un movimiento más rápido del diente con menos cambios de arcos. Todo esto se completa con las propiedades especiales que solo un arco de cobre-níquel-titanio puede ofrecer.

Los arcos Cooper Niti -Térmicos son ideales para utilizar en el tratamiento con brackets autoligables por la excelente durabilidad y fuerza constante que brinda el Cobre en aleación con el Nickel Titanium.

FORMA: NATURAL (TIPO DAMON)


Disponibles:

En superior e inferior

Calibres redondos: .012, .014, .016, .018.

Paquete con 1 pieza.

Universal en superior e Inferior calibres Rectangulares: 16X22, 17x22, 17X25, 18X25, 19X25 y 21X25



ARCOS COPPER – NITI TERMICOS - SUPER ELASTICOS

REDONDO	ORDEN MEX.	RECTANGULAR	ORDEN MEX.	CUADRADO	ORDEN MEX.
.012 U	AR63	.016 x .022 U	AR73	.016 x .016 U	AR85
.012 L	AR64	.016 x .022 L	AR74	.016 x .016 L	AR86
.014 U	AR65	.017 x .022 U	AR75	.018 x .022 U	AR87
.014 L	AR66	.017 x .022 L	AR76	.018 x .022 L	AR88
.016 U	AR67	.017 x .025 U	AR77		
.016 L	AR68	.017 x .025 L	AR78		
.018 U	AR69	.018 x .025 U	AR79		
.018 L	AR70	.018 x .025 L	AR80		
.020 U	AR71	.019 x .025 U	AR81		
.020 L	AR72	.019 x .025 L	AR82		
		.021 x .025 U	AR83		
		.021 x .025 L	AR84		



MODULOS ELASTICOS EN LLAVE CORTA



Presentación muy práctica, permanencia del color en boca, ofrecen mayor elasticidad, recuperación para los arcos y resistencia a la deformación. Las ligaduras tienen bordes redondeados para una mayor comodidad y lo más importante mantienen los arcos dentro de los Brackets. Cuentan con alta durabilidad y versatilidad, su diseño delgado permite varias formas de ligado. Producto libre de látex.

Presentación: Paquete de 26X40, 40 llaves c/26 módulos.

Color


Ref. No.

	MIX	EL17
	Baby Blue	EL18
	Baby Pink	EL19
	Black	EL20
	Crystal Blue	EL21
	Crystal Purple	EL22
	Deep Red	EL23
	Golden	EL24
	Green	EL25
	Lake Blue	EL26
	Magenta	EL27
	Neon Green	EL28
	Neon Purple	EL29
	Orange	EL30
	Purple	EL31
	Red	EL32
	Silver-Grey	EL33
	Turquoise	EL34
	White	EL35
	White Pearl	EL36
	Yellow	EL37



SEPARADORES ELASTICOS EN “S”

Los separadores brindan una excelente separación de molares, confiables y eficientes; además de ser radiopacos (para ser fácilmente identificables en radiografías) en módulos en forma de “S”, aseguran una separación gradual y confortable de los dientes antes de la aplicación de las bandas.



Orden No. **EL01**

ELASTICOS INTRAORALES “O-RINGS” DONAS SEPARADORAS

Bolsa (100 pzas) de diferentes diámetros de Fuerza Mediana y Fuerza Pesada y Fuerza Extra pesada

Fabricados en látex de goma.

En la bolsa está indicado el diámetro y la fuerza ejercida cuando el elástico es alargado tres veces su diámetro.

SIZE		MEDIUM 3.5oz / 50pks (100 gm) aprox.		HEAVY 5oz/50pks (130 gm) aprox.		EX/HEAVY 6.5oz/50pks (170 gm) aprox.
1/8" 3.18 mm		Chipmunk ○ EL02		Chipmunk ○ EL07		Chipmunk ○ EL12
1/16" 4.76 mm		Rabbit ○ EL03		Rabbit ○ EL08		Rabbit ○ EL13
1/4" 6.35 mm		Fox ○ EL04		Fox ○ EL09		Fox ○ EL14
5/16" 7.94 mm		Penguin ○ EL05		Penguin ○ EL10		Penguin ○ EL15
3/8" 9.35 mm		Monkey ○ EL06		Monkey ○ EL11		Monkey ○ EL16



CADENAS ELASTICAS DE SEGUNDA GENERACIÓN TERMOESTABLES POLIURETANO


Las cadenas elásticas termoestables de iko de segunda generación son tratadas irreversiblemente durante su proceso de manufacturación para tener enlaces estables fuertes proporcionando una fuerza continua durante un periodo de tiempo más largo.

Las cadenas elásticas van más allá de lo estético, estas proveen funcionalidad y repetición en los resultados que nos permitan calcular tiempos de tratamiento eficiente y seguridad en su uso.

CON MEMORIA QUE PERMITE UNA DURACION SIN DEFORMIDADES HASTA 8 SEMANAS.

Disponible en diferentes colores.

Color No.	Continuous	Ref. No. Short	Long
 Baby Blue	EL38	EL58	EL78
 Baby Pink	EL39	EL59	EL79
 Black	EL40	EL60	EL80
 Crystal Blue	EL41	EL61	EL81
 Crystal Purple	EL42	EL62	EL82
 Deep Red	EL43	EL63	EL83
 Golden	EL44	EL64	EL84
 Green	EL45	EL65	EL85
 Lake Blue	EL46	EL66	EL86
 Magenta	EL47	EL67	EL87
 Neon Green	EL48	EL68	EL88
 Neon Purple	EL49	EL69	EL89
 Orange	EL50	EL70	EL90
 Purple	EL51	EL71	EL91
 Red	EL52	EL72	EL92
 Silver-Grey	EL53	EL73	EL93
 Turquoise	EL54	EL74	EL94
 White	EL55	EL75	EL95
 White Pearl	EL56	EL76	EL96
 Yellow	EL57	EL77	EL97



BOTONES LINGUALES DE METAL


Base de malla de alta precisión para unir fácilmente y base semicurva para la mayor comodidad del paciente, son de Acero inoxidable duro para evitar deformaciones.

Disponible en base redonda plana.
Paquete con 10 piezas.

Aditamentos para acelerar los movimientos de piezas dentales. Este botón tiene forma de botón colocándolo en la zona lingual.



Base redonda curva
Orden No. **AC01**



Base redonda plana
Orden No. **AC03**



Orden No. **AC04**

BOTONES LINGUALES DE CERÁMICA

Cerámica Policristalina de alta dureza, de diámetro 3mm. para la comodidad del paciente con base redonda y elíptica que además tiene malla en su base dando como resultado una alta precisión para unir fácilmente.

Disponible en base redonda ó elíptica. Paquete con 10 piezas.



Orden No. **AC06**



Orden No. **AC07**




CLETS O RECORDATORIOS LINGUALES

Para corregir habito de interposición lingual en paciente con mordida abierta anterior.

Disponible en base redonda ó elíptica. Paquete con 10 piezas.



Orden No. **AC08**



Orden No. **AC09**



BOTONES O ANILLOS DE METAL CON OJAL

Anillo incorporado para sujetar y tirar fácilmente de tracción lingual con base de malla, de alta precisión para unir fácilmente. Base planos, bajo perfil, excelente retención, resistencia, confort y desempeño durante la tracción de piezas impactadas o retenidas.

Disponible en anillo plano en base redonda.
Paquete con 10 piezas.




Orden No. **AC44**



CADENA METÁLICA DE TRACCIÓN

Cadena metálica con ojales de acero inoxidable. Excelente retención, resistencia y desempeño durante la tracción de piezas impactadas o retenidas.

Disponible en base redonda.
Paquete con 10 piezas en dorada o plateada.



Orden No. **AC45**



Orden No. **AC47**



EYELETS Y CLEATS BONDEABLES

Diseño de alta resistencia, especialmente fabricados para tracción de precisión, transmitiendo cargas con gran cuidado para el paciente.

Disponible en base elíptica.
Paquete con 10 piezas.




Orden No. **AC05**

GANCHOS QUIRURGICOS CRIMPABLES LARGOS CURVOS HOOK

Excelente para usar accesorios de mini tornillos, además de conectar de manera fácil y segura los resortes helicoidales cerrados o cualquier accesorios auxiliar.

Se puede colocar en arcos dentro y fuera de la boca, curvado de 5,5 mm de alto y se adapta a arcos hasta .022 x .0025.

Disponibles en derecho e izquierdo y en reforzados.
Paquete con 10 piezas.



Izquierdo
Orden No. **AC24**

Derecho
Orden No. **AC25**


GANCHO QUIRURGICOS CRIMPABLE CORTO Y MEDIANO HOOK

Gancho Crimpable, medida del slot 0.021 x 0.025, longitud de gancho de 1.2mm y fijación de tope crimpable.

Gancho bidireccional para colocar fácilmente el elástico.

Ganchos crimpables fácilmente posicionables en el arco, tanto dentro como fuera de boca. Su enganche resistente antideslizamiento hace que el gancho quede fijo firmemente en su lugar durante el tratamiento.

Paquete con 10 piezas.



Corto
Orden No. **AC14**


GANCHOS QUIRURGICOS CRIMPABLE LARGOS DE BOLA HOOK

Gancho Crimpable largos con Hook, longitud de gancho abierto de 2.3mm. y de 3mm. y cerrado de 2.5mm.

Excelentes para usarlos con accesorios de minitornillos. Sujeta firmemente a resortes de NiTi.

Disponibles en derecho e izquierda.

Paquete con 10 piezas.



Orden No. **AC19**




Orden No. **AC17** 3 mm

OPEN-WALL ARCH HOOK

Proporciona anclaje sólido para los elásticos de fácil ajuste en los arcos.

Disponible en derecho e izquierdo de 2.4 mm.
El hook es redondo para la comodidad del paciente.

Paquete con 10 piezas.




RESORTES CERRADO NiTi TERMICOS CON OJALES

Fabricados con NiTi térmicos de gran desempeño y practicidad durante movimientos en masa, ojales de gran resistencia, disponible en diámetros: 6 y 9mm.

Disponibles en largo de resorte de .010 y .012.
Paquete con 10 piezas.

	.010	.012
6 mm	Orden No. AC54	Orden No. AC57
9 mm	Orden No. AC55	Orden No. AC58




RESORTES ABIERTOS NiTi TERMICOS

Diámetro de .010 y de .012 de NiTi térmico, perfecta presentación para corte, garantizan una apertura de espacio constante sin descuidar la comodidad del paciente.

Disponibles en largo de resorte de 180mm y de 91 cm.

Largo	.010	.012
180 mm	Orden No. AC50	Orden No. AC51



CRIMPABLES MINI STOPS

Mini stops de tamaño reducido se desliza fácilmente por el arco para su ubicación. Fácilmente crimpable. Disponibles en .15 y .19 de 2 mm.

Paquete con 10 piezas.

	2.0 mm
0.015	Orden No. AC33
0.019	Orden No. AC34



STOPS PARA ACTIVIDAD DEL ARCO

Diseñados para detener la migración del arco, de alta calidad. Desde 0.021" x 0.025"

Disponible con 10 piezas.

Orden No. **AC32**



STOP CRIMPABLE

Un agarre firme para engarzar los cables para proporcionar un anclaje para limitar el movimiento de los dientes. Coincide con todos los tamaños de alambres redondos y rectangulares.

Disponibles en 2, 2.2 y 2.5 mm.
Evitan la migración del arco.

Paquete con 10 piezas.


Orden No. **AC30**




STOPS PARA ACTIVIDAD DEL ARCO CON HOOK CORTO

Diseñados para detener la migración del arco, así como la activación y reactivación de loops, disponibles con ganchos para doble seguridad durante el anclaje.

Disponibles en derecho e izquierdo.
Paquete con 10 piezas.



Orden No. **AC26**
Izquierdo



Orden No. **AC27**
Derecho

TUBOS TRANSVERSALES "CROSS TUBE"

Diseñados para cualquier sistema de anclaje ortodóntico.
Acero inoxidable de alta calidad 2 mm. de longitud y ranura de .018 y .022

Paquete con 10 piezas.




Orden No. **AC42** de .022

BONDABLES MULTI HOOK

Bi-direccional con base de torque en base redonda.

Paquete con 10 piezas.



Orden No. **AC10**



HOOK BONDEABLE CON BASE DE MALLA

Se utiliza para tracción temporal o para la corrección invisible con base de malla 100.

Paquete con 10 piezas.



Orden No. **AC12**

ALAMBRE TRENZADO DE RETENCION LINGUAL

Los arcos trenzados redondos son utilizados normalmente en las fases iniciales de tratamiento para la corrección de piezas desalineadas, así como para retenciones de canino a canino. Debido a la fuerza significativamente inferior desarrollada por los arcos de acero trenzado rectangular en comparación con los de acero sólido, son utilizados normalmente para alineamiento y mantenimiento de oclusiones.

Rollo con 1 metro de acero inoxidable de 3 hilos.



Orden No. **AC49**

Lustracril



- Excelente pulido de cualquier superficie de acrílico, resina y termoplásticos.
- Una fórmula avanzada de abrasivos de granos de mármol, sílica y cuarzo con cualidades superiores de pulido.
- No es nocivo al contacto de la piel.
- Natural y ecológico.



Lustracril



- Excellent polishing of any acrylic, resin and thermoplastics surface.
- An advanced formula of marble abrasives, silica and quartz grains with superior polishing qualities.
- It is not harmful to skin contact.
- It is Natural and ecological.

NET WEIGHT
CONT. NETO
2.202 Lb (1000g)

**¡Excelente
Pulido!**

Orden No. LUS1000 500 grms.

Orden No. LUS500 1 Kilo



Lustracril es una alternativa de vanguardia para el pulimento de los materiales acrílicos, resina y termoplástico; produciendo un mejor terminado debido a sus únicas propiedades con una fórmula avanzada de abrasivos especiales para un excelente pulido.

Presentación:

- Bolsa de 500 grms.
- Bolsa de 1 kilo.



Consistencia adecuada



Kit de reducción de esmalte en interproximal

Este sistema crea más espacio en la parte interproximal antes de la colocación de brackets o alineadores transparentes.

La ventaja de la IPR es que es un tratamiento mínimamente invasivo.

1. Un método preciso y confiable para lograr un desgaste interproximal con éxito.
2. Es un sistema más controlable que los discos de diamante.
3. Proporciona la seguridad y rapidez para su paciente.



Orden No. IPR00



15HD

Orden No. IPR01



25HD

Orden No. IPR02



40HD

Orden No. IPR03




60HD

Orden No. IPR04



90HD

Orden No. IPR05



With external water



CONNECT
E-TYPE COUPLER
WITHOUT OPTICAL FIBER



Manual Tool 1 pc



Gauge 1set



Pushrod 1pc



Contra Angle 1 pc



Polishing strip 2pcs



FRESA PARA ELIMINAR ADHESIVO DE ORTODONCIA

Características

- Carburo de Tungsteno.
- Punta Segura.
- Alta velocidad.
- Diámetro de la fresa de 1,6 mm.
- Longitud de trabajo de 8,3 mm.

Aplicación

- Fabricadas y diseñadas para eliminar suavemente los residuos adhesivos de ortodoncia SIN DAÑAR EL ESMALTE.
- Punta segura que no daña la encía.
- Chaflán de seguridad para evitar la formación de surcos.

Esterilización



- Autoclave: Se recomienda un ciclo de esterilización con vapor a alta presión (134°C durante 18 minutos).

Limpieza

- Limpiar con agua y detergente, evitar los solventes.



Orden No. C76



Escáner intraoral Iko 3D-3S de última generación

Nuestro Escáner de última generación es una solución de exploración versátil para los flujos de trabajo de Ortodoncia, Implantes, Restauraciones y Diagnóstico general con inteligencia artificial.

El escáner intraoral Iko 3D-3S se adapta a sus necesidades y le permite capturar impresiones digitales de forma rápida y sencilla. Simplifica la adquisición de impresiones digitales y le permite ahorrar tiempo, dinero y espacio, además de mejorar la productividad de su clínica o laboratorio, ya que los modelos digitales eliminan la necesidad de almacenamiento físico. El software es abierto, puede exportar archivos STL, OBJ y PLY, que proporciona acceso a los equipos de última tecnología disponibles en el mercado; además de que no tiene **anualidades** y las **actualizaciones son sin costo**.

CARACTERÍSTICAS

- El escáner intraoral Iko 3D-3S hace posible la exploración cómoda gracias a sus cabezales, uno MINI y los otros tres STANDARD.
- La punta del escáner está integrada activamente con un sistema de calentamiento en su interior, con una velocidad de calentamiento rápida y una temperatura constante; el ángulo del espejo de la punta del escáner es cercano a 45°, lo que puede tener mejor en cuenta el área de escaneo de la parte anterior y posterior.
- El cabezal MINI con una menor altura para ayudar a explorar en niños o adultos con la boca pequeña; las áreas de difícil acceso, como la región vestibular, oclusal y posterior.
- El cabezal STANDARD es idóneo para exploraciones generales.
- Los archivos en formatos .STL, .OBJ y .PLY son abiertos y los puede exportar muy fácil a cualquier software de diseño abierto.
- Se puede utilizar la cámara para tomar fotografías orales durante el escaneado; las fotografías de alta resolución pueden utilizarse como archivos adjuntos del caso y guardarse en los informes de cada paciente.
- Generará códigos QR y enlaces para transferir los datos al software. El uso compartido de la nube facilita la comunicación entre las clínicas y los laboratorios dentales y el servicio de uso compartido de la nube; garantiza la seguridad y fiabilidad de los datos.
- La función de Inteligencia Artificial integrada en el software no sólo elimina tejido blando, sino que ignora por completo la lengua y los cachetes.
- Garantía de 1 año.



VENTAJAS PRINCIPALES:

- Mayor velocidad de escaneo
- Alta precisión
- Diseño ergonómico
- Formatos de uso universal .STL, .OBJ y .PLY
- Escaneo de metales
- El precio más competitivo en México
- Licencias ilimitadas y sin costo
- Soporte personalizado
- Profundidad de enfoque hasta 20mm.

DESCRIPCIÓN:

- 1) Ligero y Portátil: Más fácil de operar con un peso neto de 180g.
Simple y elegante con una combinación de colores gris y blanco.
Admite la captura de imágenes de múltiples ángulos en la boca del paciente.
El diseño de mano hace que la operación sea más conveniente.
- 2) Cabezal de Escáner Desmontable: Cabezal de escáner fácil de cambiar.
Los cabezales del escáner se pueden esterilizar en autoclave y se pueden usar varias veces.
Cabezas estrechas de larga vida para un fácil acceso en posteriores.
- 3) Diseño de Protección de Temperatura Constante: Las opciones de calentamiento dual del calentador interno y externo mantienen la temperatura del escáner para evitar que se empañe.
- 4) Fuente de luz LED sin radiación: La fuente de luz de alta calidad no genera radiación.
Escaneos en color real.
Imágenes reales proporcionadas.
- 5) Reconocimiento de Inteligencia Artificial: Elimine efectivamente el exceso de datos de tejidos blandos.
- 6) Más rápido: Restablecimiento rápido para ahorrar tiempo.
Se mueve suavemente mientras escanea o recolecta datos.
No es necesario enfocar desde una distancia específica o un ángulo específico.
- 7) Datos abiertos: Elija diferentes software de restauración de diseño.
Elija la orientación de salida, mejorando la conexión con el software de diseño.





Total Control at every Turn

Tienda física:

Luis G. Inclán 2557 Local A, Col. Villa de Cortés, C.P. 03530, Benito Juárez, CDMX.

Oficinas:

Ave. Insurgentes Sur 682-703B
Del Valle CP 03100 Benito Juárez, CDMX.

☎ +52 55 3046 1288 whatsapp y llamadas
+52 55 1590 0619 sólo whatsapp