

CATÁLOGO DE PRODUCTO



Total Control at every Turn



Arme Kits a la medida para Cursos, Universidades y Escuelas

Diseñados para la formación clínica real, nuestros kits personalizados se adaptan a cada universidad y programa académico; en colaboración con especialistas y líderes de opinión, ofrecemos soluciones completas para todas las especialidades odontológicas.

INDICE



WinParr®

Total Control at every Turn



Fresas Diamante



Fresas Carburo



Fresones Carburo



Fresones y Fresas Cerámica



Discos Diamante



Pulidores



Strips



Abrasivos



Kits

FG Fresas de Diamante

Las fresas **WinParr** de Diamante se someten a pruebas microscópicas como parte de nuestros estrictos controles de calidad, ofreciendo a los odontólogos una fresa **100% CONTROLADA**.

Utilizamos piezas en bruto de acero inoxidable de fabricación suiza y alemana de la máxima calidad, todas ellas templadas, torneadas y rectificadas para obtener **EL RESULTADO** de la máxima precisión y la mínima vibración, con un **“CONTROL EN CADA ROTACION”**.

El recubrimiento de las fresas WinParr ZRN (Nitruro de Zirconio) garantizan:

- Mayor velocidad de corte con menor esfuerzo
- Alta durabilidad para un trabajo más rentable
- Corte sin generación de calor
- Resistencia a la esterilización



Cat. No.	K2
Code	368-023
ISO No.2	57-023
Head Size	023
Head Length	5.3
Total Length	2.0
S. Fino	Yellow diamond icon
Fino	Red diamond icon
Medio	Blue diamond icon
Grueso	Green diamond icon
S. Grueso	Black diamond icon
Gold	Yellow diamond icon

Family: Egg/Football

Código internacional

1/10 mm

mm

mm

Familia



- Preparaciones de Cavidades
- Preparaciones en área Palatina
- Preparaciones de Coronas y Puentes
- Separación Interproximal
- Reducción Oclusal
- Marcadores de Profundidad

Todos los tamaños están en milímetros, todas las fotos están a escala 1:1, las medidas sólo son referencias.



Color Coding	Icon	DESCRIPCION	MICRONES μ
		Las fresas superfinas con el anillo de color amarillo	30μ
		Las fresas finas con el anillo de color rojo	50μ
		Las fresas medias con el anillo de color azul o sin anillo	107-120μ
		Las fresas gruesas con el anillo de color verde	150-180μ
		Las fresas super gruesas con el anillo de color negro	180-250μ

Color Coding	Icon	Description	μ
		Las fresas superfinas con el anillo de color amarillo	30μ
		Las fresas finas con el anillo de color rojo	50μ
		Las fresas medias con el anillo de color azul o sin anillo	107-120μ
		Las fresas gruesas con el anillo de color verde	150-180μ
		Las fresas super gruesas con el anillo de color negro	180-250μ
		Las fresas gold línea Premium, fresa y mango color oro	250-300μ

Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



FG								
Cat. No.	801	801	801	801	801	801	801	801
Head Size	008	010	012	014	016	018	021	023
Head Length	-	-	-	-	-	-	-	-
S. Fino	▼					D07		
Medio	▼	D01	D02					
Grueso	▼			D03	D04	D05		D09
ZirKon B	▼						D06	D08
Oro	▼					D91		
Bola								



FG					
Cat. No.	805	805	805	805	807
Head Size	010	012	014	018	018
Head Length	0.9	1.3	1.5	1.8	5
Medio	▼	D10	D11		
Grueso	▼			D12	D13
ZirKon B	▼				D14
Cono Invertido					Cono Invertido largo



FG

Cat. No.	806	806
Head Size	010	012
Head Length	2	2.5
Grueso 	D15	D16

Cono Invertido Doble



FG		
Cat. No.	811	811
Head Size	033	037
Head Length	5.5	5.5
ZirKon B	▼	D18
S. Grueso	▼	D17
Barril		

Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



Cat. No.	304
Head Size	040
Head Length	1.5
Medio	D19

Rueda Filo de Cuchillo



Cat. No.	840	840
Head Size	016	012
Head Length	0.1	0.1
Fino		D21
Medio	D20	

Refinar Márgen



Cat. No.	909	909
Head Size	031	042
Head Length	0.8	0.8
Medio	D22	
Oro		D23

Rueda



Cat. No.	652	655
Head Size	014	020
Head Length	8	9
Oro	D24	D25

Turbo



Cat. No.	830	830
Head Size	010	012
Head Length	2.7	3.9
Medio	D29	D30

Pera



Cat. No.	892	892	892	892
Head Size	016	016	016	016
Head Length	5	5	5	5.5
S. Fino			D28	
Fino		D27		
Medio	D26			
ZirkonB				D118

Interproximal



Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



Cat. No.	893	893
Head Size	023	023
Head Length		
ZirKonB		D96
ZirKonB	D95	
Oclusal		



FG

Cat. No.	KS0	KS1	KS2	KS3
Head Size	010	012	014	016
Head Length	8	8	8	8
ZirKonB	D41			
ZirKonB	D40	D42	D43	D44
KS Series				



FG

Cat. No.	835	835	835	835	836	836	836	837
Head Size	009	010	012	014	012	014	018	012
Head Length	4	4.6	4	4	6	6	6	6
Fino								D39
Medio	D31							
Grueso		D32		D34	D35	D36	D37	
S. Grueso								D38
Oro			D33					

Cilíndrica plana



Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



FG

Cat. No.	845	846	846	847	847	848	848
Head Size	012	014	016	012	020	016	018
Head Length	4	6	6	8	10	10	10
Medio	D45	D46					
Oro				D48			
ZirKonB			D47		D49	D50	D51

Cónica Punta Plana



FG

Cat. No.	845KR	845KR	846KR	847KR
Head Size	018	025	016	016
Head Length	4	4	6	8
Fino		D119		
Medio				D55
ZirKon B			D54	
Grueso	D52	D53		

Cónica Modificada



FG

Cat. No.	856	856	856	856L	856L
Head Size	016	018	021	016	018
Head Length	8	8	8	9	9
Fino	D58	D60	D62		
Medio	D57	D59	D63		
S. Grueso			D61		D64
ZirKon B	D105	D107	D109		
ZirKon B	D104	D106	D108		

Cónica Punta Redondeada



Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



FG

Cat. No.	850	850	850	851	851
Head Size	014	016	021	016	021
Head Length	10	10	10	0	10
Medio	▼			D68	D69
Grueso	▼		D67		
S. Grueso	▼	D65	D66		

Cónica Punta Redondeada

FG

Cat. No.	855
Head Size	025
Head Length	8
ZirKon B	▼ D111
S. Grueso	▼ D56
ZirKon B	▼ D110

Cónica Punta Redondeada



FG

Cat. No.	862	862	862	862	860
Head Size	010	012	014	016	018
Head Length	8	8	8	8	5
Fino	▼ D75				
Medio	▼			D78	
Grueso	▼ D74				
ZirKon B	▼				D119
Oro	▼	D76	D77	D101	

Flama




FG

Cat. No.	368	368
Head Size	016	023
Head Length	3.5	5.3
S. Fino	▼ D80	
Medio	▼	D100
Grueso	▼ D79	
S. Grueso	▼	D81
Oro	▼	D89

Football



FG

Cat. No.	379
Head Size	023
Head Length	4.5
Fino	▼ D84
Grueso	▼ D83
S. Grueso	▼ D82
ZirKon B	▼ D99
ZirKon B	▼ D98
ZirKon B	▼ D97

Huevo



Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



Cat. No.	877
Head Size	012
Head Length	6
Medio	D85

Torpedo



Cat. No.	858	859L	859
Head Size	014	010	010
Head Length	8	11	10
ZirKon B	D71		
ZirKon B		D73	
ZirKon B		D72	
ZirKon B	D121		D90
S. Grueso	D70		

Punta de lápiz



Cat. No.	879K
Head Size	018
Head Length	8
Medio	D86

Curetaje Gingival



Cat. No.	834	834	834
Head Size	016	021	018
Head Length	0.3	0.5	0.7
ZirKon B	D87	D88	D103

Marcador Profundidad





Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



FG

Cat. No.	D120
Head Size	012
Head Length	4
ZirKon B	D120

Cilindrica Redondeada



FG

Cat. No.	D112	D113
Head Size	016	021
Head Length	8	8
ZirKon B	D112	D113

Pin Guía



FG

Cat. No.	D116	D117
Head Size	12	14
Head Length	-	-
ZirKon B	D116	D117

Bola Larga Acceso Endo



FG

Cat. No.	D114	D115
Head Size	012	014
Head Length	10	10
ZirKon B	D114	D115

Acceso Endo



Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.

FG Fresas de Diamante Cool Cut

Las fresas **WinParr** están diseñadas con una ranura espiral izquierda a lo largo de la zona activa (la zona recubierta de diamante).

Ofrecen ventajas tanto para el paciente como para el profesional: el agua de refrigeración se suministra a través de la ranura espiral directamente al punto de contacto entre la fresa y el diente.

La temperatura en el desgaste contra el diente disminuye. El desgaste es más rápido y agresivo. El resultado final es un desgaste muy rápido, con una eliminación de material agresiva y, al mismo tiempo, una excelente calidad de superficie.



FG

Cat. No.	D89	D92	D93	D94	D91
Iso. No.	368	856	850	850	801
Head Size	023	020	016	018	016
Head Length	5.3	9	9	9	-
Medium	▼	▼	▼	▼	▼
Cool Cut					



Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.

ZirKonBlade Premium Line



Premium Line, especiales para **ZIRCONIA, DISILICATO DE LITIO, CERAMICA Y ESMALTE**.

Una fresa de primera calidad que permite una eliminación rápida de los residuos, un proceso más rápido y un terminado de superficie más suave con menos vibraciones y menos molesto para el paciente.



Cat. No.	D91	D33	D89	D23	D24	D25	D48
Head Size	016	012	023	040	040	014	012
Cutting Length	-	4.0	4.5	2.0	6.0	8.0	8.0



Cat. No.	D49	D57	D59	D86
Head Size	020	016	018	018
Cutting Length	8.0	8.0	8.0	8.0



Alta Precisión

WinParr Ofrece fresas de carburo de tungsteno FG de alta precisión.

- Materias primas de la más alta calidad: Carburo de tungsteno.
 - Cero vibraciones.
 - Durabilidad superior.
 - Eficiencia de corte óptima.
 - Capacidad para soportar esterilizaciones repetidas sin oxidarse.
- La fresa más concéntrica jamás producida de tamaño uniforme, lo que da como resultado:
 - Corte eficiente.
 - Menos vibraciones.
 - Control superior.
 - Mejor terminado.

La fabricación se hace con alta precisión en CNC (control numérico por computadora) donde se produce un instrumento rotatorio de altísima calidad superior que supera los estándares de la industria en cuanto a calidad y precisión.

Las configuraciones de las NAVAJAS o CUCHILLAS específicas para cada tarea y material producen un corte óptimo, un terminado eficiente y una durabilidad excepcional.

Cuchillas más afiladas = más tiempo de trabajo por fresa.





Fresas de Carburo alta velocidad FG, FGXL y HP

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



Bola

Útil para abrir y dar forma a preparaciones cavitarias.

También se utiliza para el acceso a conductos radiculares y la eliminación de caries.

Los tamaños más pequeños facilitan las preparaciones conservadoras.



Cat. No.	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	8
Head Size	005	007	008	010	012	014	016	018	021
Head Length	0.4	0.6	0.6	0.8	1	1.1	1.2	1.5	1.9
Orden	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09
Bola									

Contrángulo

	4	6	8
Head Size	014	018	023
Head Length	1.1	1.5	1.9
Orden	C10	C11	C12
Bola RA			



Cirugía

	4	6	8
Head Size	014	018	023
Head Length	1.1	1.5	1.9
Orden	C62	C63	C64
Bola XL			

Laboratorio

	4	6	8
Head Size	014	018	023
Head Length	1.1	1.5	1.9
Orden	C65	C66	C52
Bola HP			





Fresas de Carburo alta velocidad FG, FGXL y HP

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



Pera

Diseñado para facilitar la entrada inicial y con una forma suave y contorneada que elimina las esquinas afiladas. También se puede utilizar para crear paredes laterales convergentes o retención mecánica.

Cat. No.	330	331	332	2P	4P
Head Size	008	010	012	010	014
Head Length	2	2	2	2	2
Orden	C13	C14	C15	C16	C17
Pera					

Cat. No.	331L
Head Size	010
Head Length	3.8
Orden	C18
Pera Larga	

Cirugía

Cat. No.	958	958L
Head Size	012	012
Head Length	4.2	4.2
Orden	C24	C25
Corte en la punta		

Cat. No.	1158
Head Size	012
Head Length	4.1
Orden	C26
Fisura punta redondeada	



Cono Invertido

Ideal para crear retenciones mecánicas y socavaduras al contornear preparaciones de cavidades para restauraciones de amalgama.

Cat. No.	37L
Head Size	014
Head Length	3.8
Orden	C68
Cono Invertido Largo	

Cat. No.	33 1/2	34	35	36	37
Head Size	007	008	010	012	014
Head Length	0.7	1	1.2	1.4	1.4
Orden	C19	C20	C21	C22	C23
Cono Invertido					





Fresas de Carburo alta velocidad FG, FGXL y HP

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



Fisura Recta

Ideal para crear superficies planas o paralelas; se puede utilizar para crear pisos planos con hombros rectos. También disponibles cabezales de mayor longitud y funciones de corte transversal.



Cat. No.	56	57	57L
Head Size	009	010	010
Head Length	4	4.4	5
Orden	C27	C28	C29
Fisura			



Cat. No.	556	557	558	560
Head Size	009	010	012	016
Head Length	4	4.5	4.5	4.5
Orden	C38	C39	C40	C41
Fisura Corte Transversal				



100% Control



Fisura Cónica

Permite crear lados divergentes con esquinas redondeadas. Diseñado para facilitar la entrada inicial gracias al extremo redondeado. Utilice las versiones de corte transversal para un corte grueso más eficiente.



Cat. No.	169	170	171
Head Size	009	010	012
Head Length	4.1	4.1	4.1
Orden	C33	C34	C35
Fisura Cónica			



Cat. No.	169L	170L
Head Size	009	010
Head Length	5.5	5.7
Orden	C36	C37
Fisura Cónica Larga		





Fresas de Carburo alta velocidad FG, FGXL y HP

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



Fisura Cónica

Diseñada para una entrada más fácil que una fresa de punta plana.

Crea una superficie lateral recta con esquinas redondeadas y suaves.

También disponemos de cabezales de mayor longitud y versiones de corte transversal.



Cat. No.	700	701	702
Head Size	010	012	016
Head Length	4	4.5	4.5
Orden	C42	C43	C44

Fisura Cónica
Corte Transversal

Cirugía



Cat. No.	702
Head Size	016
Head Length	4.5
Orden	C48

Fisura Cónica
Corte Transversal

Laboratorio



Cat. No.	701	701L	702	702L	703	703L
Head Size	010	010	012	012	016	016
Head Length	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Orden	C67	C70	C75	C71	C69	C72

Fisura Cónica
Corte Transversal Larga



Cat. No.	700L	701L	702L
Head Size	010	012	016
Head Length	5.5	5.5	5.5
Orden	C30	C31	C32

Fisura Cónica
Corte Transversal Larga






ALTA VELOCIDAD FG-XL

Cirugía




Cirugía




BAJA VELOCIDAD HP

Cirugía



Cirugía





Cirugía Lindemann

La fresa Lindemann está diseñada para cortes agresivos en la estructura ósea.

Está fabricada en una sola pieza de carburo de tungsteno.

Su geometría especial permite un corte eficiente de tejido duro o óseo, eliminando al mismo tiempo los residuos, un acceso más fácil a los conductos radiculares.

- La punta de seguridad evita la penetración en el suelo de la cámara pulpar.





Zekrya

Una fresa única que tiene una punta de corte y 6 estrías helicoidales que las hacen ideales para seccionar terceros molares impactados antes de su extracción, separar las raíces y quitarlas.




Cat. No.	Zekrya23	Zekrya28
Head Size	016	016
Head Length	11	11
Total Length	23	28
FG	C56	C57



Endo Access

Fresa Endo Safe End

- Fresa de carburo especialmente diseñada con punta de seguridad anticorte.
- Amplía, de forma segura, la cámara pulpar sin perforaciones ni rebordes.
- Crea una forma de embudo para permitir un acceso más fácil a los conductos radiculares.
- La punta de seguridad evita la penetración en el suelo de la cámara pulpar.




Cat. No.	EndoZ
Head Size	016
Head Length	9
Total Length	23
FG	C58





Multinavajas

H134



Cat. No.	ET6
Head Size	014
Head Length	6.0


Alta Velocidad

● Fino (12 Navajas)	ET6
Orden	C079

● Extra-Fino (16 Navajas)	ET6F
Orden	C080

○ Ultra-Fino (30 Navajas)	ET6UF
Orden	C081

H135



Cat. No.	ET9
Head Size	014
Head Length	9.0

Alta Velocidad

● Fino (12 Navajas)	ET9*
Orden	C082

● Extra-Fino (16 Navajas)	ET9F
Orden	C083

○ Ultra-Fino (30 Navajas)	ET9UF
Orden	C084

Cat. No.	7404	7406	7408
Head Size	023	023	023
Head Length	4.	.2	4.2
● Fino (12 Navajas)	7404		
● Extra-Fino (16 Navajas)		7406	
○ Ultra-Fino (30 Navajas)			7408
orden	C085	C086	C087

Alta Velocidad



Carbueros multinavajas de alto rendimiento.

Diseñados para respetar el perfil natural del diente, nuestros carbueros multinavajas ofrecen control total, mayor sensibilidad táctil y un corte preciso. Su punta segura protege el margen subgingival y el tejido, evitando el desgaste excesivo.

Disponibles en 12, 16 y 30 navajas para trabajar en secuencia: contorneado, terminado, pre-pulido y pulido de forma rápida y eficiente.

Precisión clínica y terminados superiores en cada procedimiento



REX Metal Cutting

Beneficios de la fresa REX Metal Cutting de carburo sólido de una sola pieza:

Máximo valor y rendimiento.

Diseño de fresa para cortar metales preciosos y no preciosos.

La geometría especial de la hoja con cortes transversales finos y un diseño de cuello único produce una fresa que corta rápidamente el metal con menos vibraciones y mejor **CONTROL**.


Diseño asistido por computadora creado para maximizar el rendimiento al cortar aleaciones sumamente duras.




Cat. No.	B1558	H34L
Head Size	012	012
Head Length	4.1	4.1
Orden	C60	C61
Round End Cross Cut Fissure		



1



2





REX Ultra Titanio

Las fresas REX Ultra Titanio están diseñadas tecnológicamente para proporcionar resultados rápidos y excelentes en:

- Procesamiento de implantes.
- Corte de coronas.
- Preparación de coronas y puentes.


El REX Ultra Titanio está fabricada en carburo sólido de una sola pieza que da como resultado un instrumento de corte más suave y duradero, desgastando el Titanio rápidamente.



Cat. No.	C55
Description	Round end taper
Head Size	8
Head Length	016



100% Control





REX Ortho Debond

REX Ortho Debond es una fresa diseñada con una punta segura que no daña la encía, en forma de chaflán para evitar la formación de surcos.

Fabricada para eliminar suavemente los residuos adhesivos de ortodoncia SIN DAÑAR EL ESMALTE



Cat. No.	C49
Descripcion	Orto
Head Size	0.16
Head Length	8.3
	76
Ortho Debond	




FISSUROTOMY®

Estas fresas de Fissurotomy están desarrolladas para el diagnóstico y tratamiento conservador de caries ocultas.

Estas fresas logran explorar, diagnosticar y tratar caries de fosas y fisuras preservando la estructura dental sana.

Cat. No.	Original	NTF	STF
Head Size	010	007	006
Head Length	2.5	2.5	1.5
Orden	C45	C46	C47




Original

Para exploración conservadora de fosetas y fisuras.





Micro NTF

Para exploración ultra conservadora de fosetas y fisuras.



Micro STF

Además de la exploración ultra conservadora de fosetas y fisuras, hará retenciones para el sellador.



FRESONES DE TUNGSTENO

Cut F Fine Cross Cut

Pack of 1

Cat. No.	C500	C504	C501	C502
Size $\varnothing$ 1/10mm	023	018	040	060
Thickness mm	12.0	8.0	14.0	16.0



HP

Cut F: Apto para todo tipo de materiales dentales. Permite un trabajo preciso en cualquier superficie

Cut SPF Fine Spiral Cross Cut



Pack of 1

Cat. No.	C505	C506
Size $\varnothing$ 1/10mm	023	040
Thickness mm	13.9	13.7



HP

Cut SPF: Excelente rendimiento de corte y eliminación de virutas facilitada en materiales duros como titanio.

Cut SC Super Coarse Cross Cut



Pack of 1

Cat. No.	C503
Size $\varnothing$ 1/10mm	060
Thickness mm	16.0



HP

Cut SC: Para la reducción bruta de resinas y yeso, así como materiales para cucharillas a base de resina. No desgastar metal.

Cut ST Coarse Cross Cut Sharp Teeth



Pack of 1

Cat. No.	C503
Size $\varnothing$ 1/10mm	040
Thickness mm	4.0



HP

Cut ST: Para la reparación de placas o bien para hacer retenciones en dientes de acrílico para enfilados.

FRESONES DE CERÁMICA / ZIRCONIA

La Ventaja de estos Fresones de Cerámica, es que NO GENERAN CALOR como los instrumentos metálicos.



Cat. No.	C510	C507	C508	C509
Size Ø 1/10mm	060	060	060	060
Thickness mm	16.0	16.0	16.0	16.0

Pack of 1

HP

Su excelente diseño exige herramientas de primera calidad. La respuesta: los exclusivos fresones de cerámica. El material garantiza un trabajo delicado e intuitivo, combinado con una precisión absoluta.



APLICACIONES

Desgaste preciso y eficiente para laboratorio y clínica

Ideal para cortar y desgastar encías artificiales, materiales blandos, guardas de silicón, acrílico y zirconia presinterizada.



BENEFICIOS CLAVE

Eficiencia y control para resultados profesionales

- Larga durabilidad
- Alto rendimiento de corte
- Desgaste preciso y controlado
- Mínima generación de calor


Tissue Trimming

- Diseñada para cirugía de tejidos blandos, la fresa recortadora de tejidos blandos de cerámica es un instrumento rotatorio que puede utilizarse como alternativa al uso de bisturí, electrocirugía y hojas quirúrgicas.

El uso del recortador de tejido proporciona un sangrado mínimo.

- Las puntas de óxido duro biocompatible están hechas para cortar el tejido sin quemarlo y sin dañarlo.


		
Cat. No.	C50	C51
Head Size	015	015
Head Length	5	8
Total Length	22.5	25.5
FG		
Tissue Trimmer		




SWISS-MADE DIAMOND DISCS

Los DISCOS de DIAMANTE WinParr son de fabricación suiza, ideales para acrílico, cerámica, porcelana, metales, yeso, zirconia, disilicato de litio y ortodoncia. Amplia selección de tamaños y estilos. Velocidad recomendada: 20 000 RPM.

Dos luces CERÁMICA Y ACRILICO




Cat. No.	DD01
Size $\varnothing$ 1/10mm	220
Thickness mm	0.15



Cat. No.	DD02
Size $\varnothing$ 1/10mm	220
Thickness mm	0.15

Dos luces ZIRCONIA Y DISILICATO




Cat. No.	DD03
Size $\varnothing$ 1/10mm	220
Thickness mm	0.20

Dos luces STRIPPING




Cat. No.	DD04	DD05	DD06
Size $\varnothing$ 1/10mm	140	120	100
Thickness mm	0.15	0.15	0.15

Dos luces CERÁMICA Y ACRILICO




Cat. No.	DD07
Size $\varnothing$ 1/10mm	220
Thickness mm	0.15




Cat. No.	DD08
Size $\varnothing$ 1/10mm	220
Thickness mm	0.15

Dos luces CERÁMICA Y ESMALTE




Cat. No.	DD09
Size $\varnothing$ 1/10mm	220
Thickness mm	0.15

Dos luces CERÁMICA Y ACRILICO



Cat. No.	DD10
Size $\varnothing$ 1/10mm	220
Thickness mm	0.20



Cat. No.	DD11
Size $\varnothing$ 1/10mm	220
Thickness mm	0.20

Dos luces ACRILICO, YESO Y ACETATO



Cat. No.	DD12	DD13
Size $\varnothing$ 1/10mm	220	220
Thickness mm	0.20	0.15



Pulidores - RA y HP

Porcelana, Zirconia y Disilicato de Litio

Resultados superiores en cuestión de segundos

Los pulidores de diamante, permiten ajustar y pulir las restauraciones en la clínica sin necesidad de devolverlas al laboratorio. Realiza los ajustes y restaura el brillo intenso.



Cat. No.	P02-RA	P08-RA	P14-RA	P03-RA	P09-RA	P15-RA	P04-RA	P10-RA	P16-RA
Grit	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino
Size (mm)	4 x 10			6 x 7.5			11 x 2		
Shape	Spiral Wheel RA			Point RA			Knife RA		
RPM	7.000 – 12.000 min-1 max. 20.000 min-1								



Cat. No.	P37-RA	P38-RA	P39-RA
Grit	Grueso	Medio	Fino
Size (mm)	4 x 10		
Shape	Spiral Wheel RA		
RPM	7.000 – 12.000 min-1 max. 20.000 min-1		



Cat. No.	P01-RA	P07-RA	P13-RA	P06-HP	P12-HP	P18-HP	P05-HP	P11-HP	P17-HP
Grit	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino
Size (mm)	1.6 x 14			10 x 2.5			10 x 2.5		
Shape	Spiral point RA			Point HP			Spiral Wheel HP		
RPM	7.000 – 12.000 min-1 max. 20.000 min-1								



Cat. No.	P34-HP	P35-HP	P36-HP
Grit	Grueso	Medio	Fino
Size (mm)	10 x 2.5		
Shape	Spiral Wheel HP		
RPM	7.000 – 12.000 min-1 max. 20.000 min-1		



Pulidores para resina - RA Y HP

Acrílico, Resinas, Metal y Flexibles.

Resultados superiores en cuestión de segundos

Los pulidores de pelo de cabra y borlas de algodón dan un terminado de pulido de alto brillo con o sin pastas diamantadas, sin necesidad de devolverlas al laboratorio. Realiza los ajustes y restaura el brillo intenso.



Cat. No.	P30-HP	P31-RA	P32-HP	P33-RA	P43-HP
Grit	Medio	Medio	Fino	Fino	Medio
Size (mm)	HP	RA	HP	RA	HP
Shape	Wheel				
RPM	7.000 – 12.000 min-1 max. 15.000 min-1				



Pulidores Scotch para Acrílico, Nylon y Flexibles - HP



Cat. No.	P26-HP	P27-HP	P28-HP	P29-HP
Grit	Grueso	Medio	Fino	Fino
Size (mm)	10 x 2.5			
Shape	Scotch Wheel RA			



Pulidores para resina - RA

Pulidor de diamante RA para composite: alisa, pule y da un aspecto final de alto brillo.

		
Cat. No.	P21-RA	P22-RA
Grano	Medio	Fino
Tamaño (mm)	4 x 10	
Forma	Spiral Wheel RA	
RPM	3.000 – 8.000 min-1 max. 20.000 min-1	



Cepillos Polibrush para pulir resina en un sólo paso

			
Cat. No.	P40-RA	P41-RA	P42-RA
Tamaño (mm)	075	050	050
Forma	Copa G	Copa CH	Punta



Pulidores para Acrílico y Flexibles - HP


Tres pasos para el pulido de acrílicos y flexibles

			
Cat. No.	P23-HP	P24-HP	P25-HP
Grano	Grueso	Medio	Fino
Tamaño (mm)	10 x 24		
Forma	Bullet HP		
RPM	5.000 – 7.000 min-1 max. 15.000 min-1		



Grinder Zirconia, Disilicato y Cerámica HP

- Grinder impregnados de diamante
- Excelente estabilidad
- Mantiene la forma durante el desgaste
- Excelente durabilidad
- No genera calor evitando microfracturas



Cat. No.	A05-HP	A06-HP	A07-HP
Grit	Medio	Medio	Medio
Size (mm)	3.5 x 11	4.8 x 13	3.5 x 15
Shape	Punta	Barril	Rueda
RPM	15.000 – 25.000 min-1 max. 35.000 min-1		

Grinder Cerámica HP

- Abrasivos impregnados de Oxido de Aluminio
- Excelente estabilidad sobre la cerámica
- Mantiene la forma durante el desgaste
- Excelente durabilidad
- No genera calor evitando microfracturas



Cat. No.	A08-HP	A09-HP	A10-HP	A11-HP
Grit	Grueso	Grueso	Grueso	Medio
Size (mm)	4 x 10	5 x 13	12 x 2	4 x 10
Shape	Punta	Barril	Rueda	Punta
RPM	15.000 – 25.000 min-1 max. 35.000 min-1			

Pulidor Disilicato de Litio y Cerámica HP

Pulidores para cerrar los poros de la cerámica y disilicato de Litio



Cat. No.	P20
Grit	Medio
Size (mm)	22 x 3 22 x 4
Shape	Wheel
RPM	7.000 – 10.000 min-1 max. 20.000 min-1

White Stone Arkansas FG

Las piedras blancas están diseñadas para contornear y dar terminado a esmaltes, composites y cerámicas.

Cat. No.	A01-FG	A02-FG	A03-RA	A04-RA
Description	Flama	Punta	Flama	Punta
Head Length	7	9	7	9
Head Diameter	2.5	2.5	2.5	2.5
Total Length	19	19	19	19



Ortho Polisher RA

Este pulidor es Ideal para la eliminación segura y cuidadosa del adhesivo residual de los brackets sin dañar la sustancia dental natural, gracias a un granulado de cristales especial que, a pesar de tener una elevada capacidad de pulido, tiene una dureza inferior a la del esmalte.



Cat. No.	P19-RA
Description	Flama
Head Length	7
Head Diameter	2.5
Total Length	19





Win Strips Manuales

El **Strip de Sierra Manual Corto ó LARGO WINPARR** es una herramienta especializada para odontología, diseñada para realizar cortes precisos en zonas interproximales sin dañar la encía ni las estructuras dentales. Fabricado con acero quirúrgico grado médico, ofrece un corte tipo sierra de alta precisión, ideal para retirar materiales dentales de forma segura y eficiente.

Beneficios:

- Corte preciso en áreas interproximales
- No daña la encía
- Acero quirúrgico grado médico
- Alta durabilidad
- Fácil manejo y control


Usos:

- Eliminación de cemento dental, ideal para retirar cemento atrapado en interproximal de coronas, puentes o carillas.
- Restauraciones con resina
- Permite individualizar restauraciones, mejorando la estética final
- Limpieza interproximal
- Remueve restos de materiales dentales sin lastimar la encía

Ideal para Odontólogos, Prostodoncistas, Clínicas dentales, Procedimientos restaurativos y estéticos

ORDEN STRIP CORTO: STRNEG

ORDEN STRIP LARGO: STRNEGLS








Win Strips Manuales

Los WIN STRIPS manuales de SIERRA y de DIAMANTE, se utilizan en una sencilla secuencia paso a paso, codificadas por colores, para el terminado y pulido de materiales, remoción de cemento, asentamiento de coronas, el desgaste interproximal para ORTODONCIA y eliminación de manchas interproximales. Su diseño autolimitante de profundidad previene la irritación de los tejidos blandos, y su mango único proporciona un agarre cómodo para un control táctil óptimo.

Disponibles en una LUZ y en dos LUCES. Esterilizables en autoclave.

Orden	STR01	STR02	STR03	STR04	STR05
					
Ⓓ Interproximal Space DOS LUCES	0.05 mm	-	0.10 mm	-	0.20 mm
Ⓔ Interproximal Space UNA LUZ		0.05 mm	-	0.10 mm	-
Ancho	7.5 mm	7.5 mm		7.5 mm	
Longitud	15 mm	15 mm		15 mm	
Grano	Sierra	Extra Fino		Fino	
Secuencia	Blanco →		Amarillo →		Rojo →

Orden	STR06	STR07	STR08	STR09
				
Ⓓ Interproximal Space DOS LUCES	-	0.30 mm	-	0.40 mm
Ⓔ Interproximal Space UNA LUZ	0.15 mm	-	0.20 mm	-
Ancho	7.5 mm		7.5 mm	
Longitud	15 mm		15 mm	
Grano	Mediano		Grueso	
Secuencia	Azul →		Verde →	

135 °C



AUTOCLAVABLE.
AUTOCLAVABLE.



PASO 1 WIN STRIP AMARILLO EXTRAFINO

- ✓ Abertura interproximal de doble cara de 1.10 mm
- ✓ Abertura unilateral de 0.05 mm



PASO 2 WIN STRIP ROJO FINO

- ✓ Abertura interproximal de doble cara de 0.20 mm
- ✓ Abertura unilateral de 0.10 mm



PASO 3 WIN STRIP AZUL MEDIO

- ✓ Abertura interproximal de doble cara de 0.30 mm
- ✓ Abertura unilateral de 0.15 mm



PASO 4 WIN STRIP VERDE GRUESO

- ✓ Abertura interproximal de doble cara de 0.40 mm
- ✓ Abertura unilateral de 0.20 mm




AUTOCLAVABLE.
AUTOCLAVABLE.



STRIPS PERFORADOS DE DIAMANTE

Las tiras de diamante perforadas están diseñadas para un control total durante la reducción y el contorneado interproximal. Permiten un fácil acceso y una reducción manual precisa del esmalte, lo que resulta en un acabado suave y natural. Su diseño perforado facilita la eliminación de residuos, proporciona mayor visibilidad, control y flexibilidad; están fabricadas en acero inoxidable para resistir roturas y estiramientos. Las tiras perforadas están codificadas por colores para la selección del grano: azul para grano medio, rojo para grano fino y amarillo para grano superfino. Esterilizable en autoclave: reutilizable para mayor valor.



STRIPS LISOS DE DIAMANTE

La tira de diamante serrada cuenta con una tira ultrafina y un borde serrado sin diamante de 40 mm para romper los contactos interproximales. Las secciones recubiertas de diamante se utilizan para el acabado del esmalte y todos los materiales de restauración. Un solo instrumento para dos procedimientos ahorra tiempo en la clínica. Fabricada en acero inoxidable para resistir roturas y estiramientos. Esterilizable en autoclave: reutilizable para mayor valor.



STRIPS DE SIERRA DE ACERO QUIRÚRGICO

Para eliminar el exceso de material de las regiones proximales: materiales como composites, acrílicos, cementos de ionómero de vidrio y amalgama.

Para eliminar el exceso de cemento después de colocar coronas, inlays, onlays y carillas laminadas.

Esterilizable en autoclave: reutilizable para mayor valor.



Kit para CAD-CAM libres de metal en clínica


Un KIT que contiene los diamantes necesarios para preparar todas las coronas libres de metal. Diseñado para una técnica precisa y comprobada paso a paso. Apto para restauraciones de cerámica sin metal: zirconio y alúmina. El KIT contiene todas las fresas para lograr una restauración estética perfecta. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

KIT01

Figure No.	D72	D73	D57	D58	A02-FG
Head Size (1/16mm)	010	010	016	016	025
Cutting Length (mm)	11.0	11.0	8.0	8.0	6.0

Figure No.	D20	D61	D62	D40	D41
Head Size (1/16mm)	012	021	021	010	010
Cutting Length (mm)	1.4	8.0	8.0	7.0	7.0

Figure No.	D91	D97	D84	D26	D27
Head Size (1/16mm)	016	023	023	016	016
Cutting Length (mm)	—	4.2	4.2	5.0	5.0



Cat. No. **KIT01**



Kit para preparación de estética total en clínica

Este KIT “**SUPER COMPLETO**” fue creado para la preparación de coronas, puentes, inlay/onlay y carillas y fue diseñado para satisfacer las exigencias de la preparación dental con coronas de porcelana sobre metal.

La línea de terminado es un bisel medio, probado en numerosas coronas y puentes, y demostró ser clínicamente eficiente y fácil de usar. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Cat. No. **KIT02**



KIT02

										
Figure No.	D65	D20	D61	D62	D56	D111	D87	D88	D55	D66
Head Size (1/16mm)	014	016	021	021	025	025	016	021	016	016
Cutting Length (mm)	10.0	1.4	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0	6.0	8.0	10.0

										
Figure No.	C14	D28	C61	D40	D43	D23	D100	D53	D52	D29
Head Size (1/16mm)	008	016	012	009	014	040	023	025	018	009

Kit para preparación de coronas y puentes en clínica

Este kit fue creado para la preparación de coronas y puentes y fue diseñado para anteriores y posteriores, además se pueden lograr marcas de profundidad y ofrecer una preparación rápida y precisa. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Cat. No. **KIT03**

KIT03

										
Figure No.	D64	D20	D108	D109	D24	D25	D77	D78	A02-FG	A01-FG
Head Size (1/10 mm)	018	016	021	021	014	016	014	016	025	025
Cutting Length (mm)	10.0	1.4	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.0	6.0

										
Figure No.	D59	D60	D86	D85	D40	D43	D41	D17	D97	D84
Head Size (1/10 mm)	018	018	016	012	010	014	010	033	023	023
Cutting Length (mm)	9.0	9.0	8.0	6.0	8.0	8.0	8.0	4.2	4.2	4.2

						
Figure No.	C26	C61	D28	D95	D96	D19
Head Size (1/10 mm)	012	012	016	016	016	031
Cutting Length (mm)	3.5	3.5	5.0	5.0	5.0	1.0

Kit para preparación de INLAY/ONLAY en clínica

Un KIT para la preparación de Inlay/Onlay realizando las paredes divergentes hacia las paredes exteriores de la cavidad. Además dos fresas de carburo para retirar amalgama o cualquier otro material dentro de la cavidad.

Este KIT de restauración Inlay/Onlay permite un enfoque microinvasivo, la técnica para preparación de restauraciones Inlay/Onlay con las fresas especiales para dejar los suelos planos y así hacer estable el apoyo de la restauración. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

KIT04

Figure No.	D20	D55	D48	D108	D109
Head Size (1/16 mm)	012	016	012	021	021
Cutting Length (mm)	1.0	8.0	8.0	8.0	8.0

Figure No.	D83	D84	D19	D54	D58
Head Size (1/16 mm)	023	023	030	016	016
Cutting Length (mm)	5.0	5.0	1.2	6.0	8.0

Figure No.	C26	D52	D53	D26	D28
Head Size (1/16 mm)	012	018	025	016	016
Cutting Length (mm)	3.5	4.0	4.0	5.0	5.0



Cat. No. **KIT04**



Kit para preparación de carillas Veneer en clínica

Un KIT para la preparación de carillas veneer, con las fresas necesarias para la medición de profundidad para Anteriores y Posteriores. Diseñado para proporcionar una técnica precisa y comprobada paso a paso. El KIT contiene todas las fresas para lograr una estética perfecta con carillas laminadas de porcelana. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

KIT05

Figure No.	D88	D87	D68	D69	D77
Head Size (1/16 mm)	021	016	016	021	014
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	10.0	10.0	8.0

Figure No.	D57	D58	D22	D83	D84
Head Size (1/16 mm)	014	009	031	023	023
Cutting Length (mm)	8.0	8.0	1.4	4.2	4.2

Figure No.	D71	D80	D26	D27	D28
Head Size (1/16 mm)	009	016	016	016	016
Cutting Length (mm)	8.0	3.5	5.0	5.0	5.0



Cat. No. **KIT05**



Kit para acceso de endodoncia en clínica

Un KIT para la apertura y preparación de la cavidad pulpar con fresas de bola para la penetración inicial y el eje de las fresas de diamante para realizar la apertura de la cámara pulpar.

Cavidad de acceso en un solo paso. La cavidad de acceso se realiza en un paso usando una sola fresa en dientes unirradiculares y preparando en dientes multirradiculares un acceso cónico adaptado para la inserción de las fresas Endo-Z (C58). El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

KIT06

Figure No.	C58	C56	C57	C31	C37
Head Size (1/16 mm)	016	016	016	012	010
Cutting Length (mm)	8.0	8.0	8.0	6.0	4.2

Figure No.	C06	D116	D117	C16	C26
Head Size (1/16 mm)	014	012	014	010	012
Cutting Length (mm)	—	—	—	2.0	4.1



Cat. No. **KIT06**



Kit para Cirugía PERIODONTAL

Un KIT que contiene los carburos necesarios para alcanzar los depósitos en la línea de las encías y debajo de ellas, en las superficies de la raíz del diente. Además puede realizar el tratamiento periodontal mecánico, ampliar bifurcaciones y constricciones radiculares, depurar las superficies radiculares, remoción de depósitos y sarro incluso en zonas de difícil acceso donde el curetaje no llega y el pulido final de las superficies radiculares. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

KIT07

Figure No.	C62	C63	C64	C59	C48
Head Size (1/16 mm)	014	018	023	016	016
Cutting Length (mm)	—	—	—	9.0	4.5

Figure No.	C09	D04	D06	C24	C25
Head Size (1/16 mm)	023	014	018	012	012
Cutting Length (mm)	—	—	—	4.2	4.2



Cat. No. **KIT07**



Kit para cirugía ósea y alargamiento de coronas en clínica

Este KIT fue diseñado para ayudar en procedimientos quirúrgicos de alargamiento de coronas para usarse en secuencia ordenada y guiar al odontólogo para lograr el resultado deseado de forma precisa, predecible y segura. Incluye fresas especiales a medida con marcas de profundidad láser. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

KIT08


								
Figure No.	C62	C63	C64	C24	C25	—	—	—
Head Size (1/16mm)	014	018	023	012	010	014	018	023
Cutting Length (mm)	—	—	—	3.0	3.0	—	—	3.5

					
Figure No.	C62	C63	C64	C24	C25
Head Size (1/16mm)	014	018	023	012	010
Cutting Length (mm)	—	—	—	3.0	3.0

				
Figure No.	—	—	—	—
Head Size (1/16mm)	014	018	023	016
Cutting Length (mm)	—	—	—	3.5



Cat. No. **KIT08**



Kit Fresas Gold desgaste y pulido de Zirconia y Preparación de coronas en clínica

Un KIT que contiene los diamantes “GOLD” de nuestra línea “PREMIUM” necesarios para desgaste ó corte de coronas libres de metal de Zirconia, de E-Max® ó de Cerámica y prepulido, pulido y alto brillo. Además estas fresas “GOLD” de nuestra línea “PREMIUM” también son extraordinarias para desgaste de esmalte haciéndolo sin vibraciones y con una gran rapidez. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Cat. No. **KIT09**

KIT09

Figure No.	P02-RA	P01-RA	P08-RA	P07-RA	P14-RA	P13-RA
Head Size (1/16 mm)	100	040	100	040	100	040
Cutting Length (mm)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Grit	Coarse	Coarse	Medium	Medium	Fine	Fine

Figure No.	D72	D65	D66	D50	D49	D110	D108	D106	D97	D06
Head Size (1/16 mm)	016	012	023	040	020	014	012	020	018	018
Cutting Length (mm)	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	8.0	8.0	4.5	—

Kit para pulido de Zirconia, Disilicato de Litio (E-max®) y cerámica en clínica

Un kit que contiene los pulidores impregnados de diamante para el prepulido, pulido y alto brillo de Zirconia, Disilicato de Litio y Cerámica.

Pulidores perfectos para un pulido rápido y suave de Zirconia y de E-Max®. El pulido más seguro, rápido y suave para coronas y puentes.

El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Cat. No. **KIT10**

KIT10

Figure No.	P02-RA	P03-RA	P04-RA	P01-RA	P08-RA	P09-RA	P10-RA	P07-RA	P14-RA	P15-RA	P16-RA	P13-RA
Head Size (1/32 mm)	100	040	060	040	100	040	060	040	100	040	060	040
Cutting Length (mm)	7.5	10.0	2.5	7.5	7.5	10.0	2.5	7.5	7.5	10.0	2.5	7.5
Grit	Coarse	Coarse	Coarse	Coarse	Medium	Medium	Medium	Medium	Fine	Fine	Fine	Fine



Kit para remover Zirconia en clínica

Un KIT con fresas de diamante “GOLD” de nuestra línea “PREMIUM” para remover Zirconia de manera eficiente y rápida. Tienen un rendimiento constante. Además estas fresas desgastan el esmalte con corte suave para crear preparaciones exitosas.

El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Cat. No. **KIT11**

KIT11

Figure No.	D72	D65	D66	D50	D49
Head Size (1/10 mm)	016	012	023	040	020
Cutting Length (mm)	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0

Figure No.	D110	D108	D106	D97	D06
Head Size (1/10 mm)	014	012	020	018	018
Cutting Length (mm)	8.0	8.0	8.0	4.5	—

Kit Fresas Cool Cut Turbo para preparaciones o desgastes ultra rápido en clínica

Un kit con las fresas COOL CUT que ofrecen ventajas tanto para el paciente como para el profesional: el agua de refrigeración se suministra a través de las ranuras del espiral directamente al punto de contacto entre la fresa y el diente y así la temperatura del desgaste disminuye.

El desgaste es más rápido con una eliminación de material agresiva y, al mismo tiempo deja una excelente calidad de superficie.

El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Cat. No. **KIT12**

KIT12

										
Figure No.	D91	D89	D92	D93	D94	D91	D89	D92	D93	D94
Head Size ($1/10$ mm)	016	023	020	016	018	016	023	020	016	018
Cutting Length (mm)	—	5.3	9.0	9.0	9.0	—	5.3	9.0	9.0	9.0

Kit para remover metales en clinica

Un kit diseñado para remover el metal SUPER-DURO con fresas de diamante para retirar la cerámica y dos fresas de carburo REX METAL CUTTING de cortes transversales super cortantes. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.


KIT13

Figure No.	D24	D25	D61	D34	C41
Head Size ($1/10$ mm)	014	020	021	012	014
Cutting Length (mm)	8.0	9.0	8.0	4.0	4.0

Figure No.	D09	D08	C60	C44	C39
Head Size ($1/10$ mm)	023	021	012	012	010
Cutting Length (mm)	—	—	3.5	4.5	4.2



Cat. No. **KIT13**



Kit para FISUROTOMIA

Un kit con fresas de fisurotomía que permiten el diagnóstico precoz, la preparación conservadora y el tratamiento de las caries de fisuras ocultas, a menudo sin el uso de anestesia. La forma de la cabeza de la fresa de fisurotomía permite la exploración conservadora de las fisuras con una técnica fácil de usar. Para el paciente es prácticamente libre de dolor y crea una forma de cavidad ideal. Se puede explorar y restaurar en solo 3-5 minutos. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

KIT14



Figure No.	C13	C14	C18
Head Size ($1/10$ mm)	008	010	010
Cutting Length (mm)	2.0	2.0	3.8



Figure No.	C45	C46	C47
Head Size ($1/10$ mm)	010	007	006
Cutting Length (mm)	2.5	2.5	1.5



Figure No.	C45	C46	C47
Head Size ($1/10$ mm)	010	007	006
Cutting Length (mm)	2.5	2.5	1.5



Cat. No. **KIT14**



Kit para ajuste y pulido de Composites-Resinas en clínica

Un kit que contiene los pulidores impregnados de diamante para el pulido y alto brillo de Composites - Resinas y Piedras de

Arkansas de flama y de punta. Las fresas de diamante en este KIT son de grano FINO y EXTRAFINO, para el terminado sin dejar rayones en la Resina. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.


KIT15

Figure No.	P07-RA	P21-RA	P13-RA	P22-RA
Head Size ($1/10$ mm)	7.5	10.0	7.5	10.0
Cutting Length (mm)	Medium	Medium	Fine	Fine



Cat. No. **KIT15**

Figure No.	A02-FG	A01-FG	D58	D60	D100	D99	D71	D28	D07	D80
Head Size ($1/10$ mm)	025	025	016	018	023	023	009	016	018	016
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	9.0	9.0	4.2	4.2	8.0	5.0	-	3.5



Kit para pulido de Composites - Resinas en clínica

Este kit está diseñado para dar un terminado y alto brillo a las resinas con pulidores impregnados de diamante evitando generar calor y siguiendo una secuencia desde el grano grueso hasta el grano fino, puliendo además las áreas de difícil acceso y así lograr el mejor resultado quitando los rayones finos y obtener resinas de primer nivel. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Cat. No. **KIT22**

KIT22

Figure No.	P07-RA	P21-RA	P13-RA	P22-RA	A02-FG
Head Size (1/16 mm)	7.5	10.0	7.5	10.0	025
Cutting Length (mm)	Medium	Medium	Fine	Fine	6.0

Figure No.	P03-RA	P04-RA	P09-RA	P10-RA	P15-RA	P16-RA	A01-FG
Head Size (1/16 mm)	040	060	040	060	040	060	025
Cutting Length (mm)	10.0	2.5	10.0	2.5	10.0	2.5	6.0
	Coarse	Coarse	Medium	Medium	Fine	Fine	

Kit Terminado y Pulido de Composites-Resinas, Ionómeros, Amalgamas y Metales.

Los WINDISC permiten obtener un resultado final perfecto de todas las restauraciones. Diseñados con distintos niveles de grano codificados por colores.

Este KIT es un elemento clave para las restauraciones estéticas.

WINDisc – Discos de contorneado y pulido

- KIT con **4 pasos**: contorneado, terminado, pulido y alto brillo
- **Codificados por color** para selección rápida del grano
- Para **composites, ionómeros, amalgamas y metales**
- **Alta visibilidad** gracias a su material translúcido
- **Flexibles y duraderos**, con óxido de aluminio
- Abrasivo **listo para usar**, sin recubrimientos
- **Mandril patentado**: no se desliza, protege dientes adyacentes
- Acceso seguro a **zonas posteriores e interproximales**
- **Resultado**: restauraciones lisas, precisas y con un **brillo superior**



Cat. No. **KIT23**



Kit para remover cemento de brackets y pulido de esmalte para ortodoncia

Un kit que contiene la fresa de carburo con filos helicoidales que eliminan el adhesivo y el cemento en forma eficaz, sin dañar el esmalte dental. (C49)

Además de las fresas de diamante FINO y EXTRAFINO, este KIT cuenta con los pulidores “SPIRAL” especiales para pulido y alto brillo del esmalte y un pulidor impregnado de cristales para la ayuda de la remoción del cemento. Un KIT que debe de tener todo Ortodoncista. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Cat. No.

KIT16

KIT16

					
Figure No.	P44-RA	P08-RA	P07-RA	P14-RA	P13-RA
Head Size (1/16 mm)	040	100	040	100	040
Cutting Length (mm)	7.5	2.5	7.5	2.5	7.5
	Medium	Medium	Medium	Fine	Fine

										
Figure No.	A02-FG	A01-FG	C49	D73	D75	D60	D99	D80	D27	D28
Head Size (1/16 mm)	025	025	016	010	010	018	023	016	016	016
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	8.0	11.0	8.0	9.0	4.2	3.5	5.0	5.0

Kit para STRIPPING en Ortodoncia

Este KIT es una solución innovadora diseñado específicamente para procedimientos de reducción interproximal en Ortodoncia, optimizando la seguridad y precisión de corte en el diente. Con discos de tamaño ideal en contrángulo y fresas ultradelgadas.

El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Cat. No. **KIT17**

KIT17



Figure No.	DD05	DD06
Head Size (1/10 mm)	120	100
Cutting Length (mm)	0.15	0.15



Figure No.	A02-FG	A01-FG	D72	D73	D71	D118	D27	D28
Head Size (1/10 mm)	025	025	010	010	009	016	016	016
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	11.0	11.0	8.0	5.0	5.0	5.0



Kit para desgaste y pulido de resinas con fresas multinavajas

Las fresas multinavajas WinParr son fresas de navajas rectas de alta precisión fabricados en carburo de tungsteno, diseñados para ofrecer cortes suaves, controlados y sin vibración para terminar y pulir resinas sin dañar el esmalte.

- 12 navajas: corte rápido contorneando la resina.
- 16 navajas: balance entre velocidad y suavidad eliminando los rayones.
- 30 navajas: terminado tipo espejo para terminaciones de alto brillo.

Cada fresa pasa estrictos controles de calidad para asegurar durabilidad, filo prolongado y rendimiento constante. En síntesis, son herramientas orientadas a profesionales que buscan máxima precisión, control y calidad en sus tratamientos.

El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Cat. No. **KIT24**

KIT24

						
Figure No.	C79	C80	C81	C82	C83	C84
Head Size (1/10 mm)	014	014	014	014	014	014
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	6.0	9.0	9.0	9.0
No. DE NAVAJAS	12 NAV	16 NAV	30 NAV	12 NAV	16 NAV	30 NAV

Kit de cirugía Lindemann FGL

Kit diseñado con fresas ideales para implantes inmediatos, corticotomías, obtención de bloques de hueso autólogo, apicectomías y dientes retenidos.

El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Cat. No. **KIT25**

KIT25

						
Figure No.	C89	C59	C59	C62	C63	C64
Head Size ($1/10$ mm)	016	016	016	014	018	023
Cutting Length (mm)	9.0	9.0	9.0	—	—	—


				
Figure No.	C48	C48	C56	C57
Head Size ($1/10$ mm)	016	016	016	016
Cutting Length (mm)	4.4	4.4	9.0	9.0

Safe-End Safe-End

Kit de cirugía Lindemann HP

Kit de cirugía de fresas Lindemann ideal para implantes inmediatos, corticotomías, obtención de bloques de hueso autólogo, apicectomías y dientes retenidos.

El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Cat. No. **KIT26**

KIT26

				
Figure No.	C77	C78	C65	C66
Head Size ($1/10$ mm)	016	016	014	018
Cutting Length (mm)	9.0	9.0	—	—

			
Figure No.	C70	C71	C72
Head Size ($1/10$ mm)	012	016	021
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	7.5

Kit para ajuste y pulido de Zirconia, Disilicato de Litio (E-max®) y cerámica en lab

Un kit para el trabajo en el laboratorio dental, que contiene los pulidores impregnados de diamante para el prepulido, pulido y alto brillo de Zirconia, E-Max® y Cerámica; además del desgaste sin generar calor evitando microfracturas.

El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Cat. No. **KIT18**

KIT18

Figure No.	A06-HP	A05-HP	P05-HP	P06-HP	P11-HP	P12-HP	P17-HP	P18-HP
Head Size (1/16 mm)	040	040	170	040	170	040	170	040
Cutting Length (mm)	13.0	13.0	2.5	13.0	2.5	13.0	2.5	13.0
Grit	GRUESO	GRUESO	GRUESO	GRUESO	MEDIO	MEDIO	FINO	FINO

Kit BIG para remover Zirconia en Lab

Un kit que contiene los pulidores impregnados de diamante para el prepulido, pulido y alto brillo de Zirconia, E-Max® Cerámica BIG; además del desgaste sin generar calor evitando microfracturas. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Cat. No. **KIT19**

KIT19

Figure No.	A07-HP	A05-HP	A34-HP	A35-HP	A36-HP
Head Size (1/16 mm)	150	040	170	170	170
Cutting Length (mm)	3.0	13.0	2.5	2.5	2.5
Grit	GRUESO	GRUESO	GRUESO	MEDIO	FINO

Kit Fresones de CARBURO de TUNGSTENO

Un kit con FRESONES de CARBURO de navajas cruzadas finas y extrafinas para el corte y desgaste rápido de acrílico, flexibles, nylon, resina, metal no precioso, titanio y yeso. Gran durabilidad y alta eficiencia de corte. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Cat. No. **KIT20**

KIT20

							
Figure No.	C504	C500	C501	C502	C505	C506	C503
Head Size (1/10 mm)	018	023	040	060	023	040	060
Cutting Length (mm)	8.0	12.0	14.0	16.0	12.0	14.0	16.0


Kit Postes de Fibra de Vidrio

Las ventajas de este KIT incluyen una estética superior, alta retención, biocompatibilidad y la capacidad de dispersar las fuerzas oclusales de manera similar a la dentina, lo que reduce el riesgo de fracturas radiculares.

Este Kit de postes de fibra de vidrio tienen una mayor resistencia a la fatiga.

La punta de elongación permite un cementado exento de atrapamiento de aire, con alta estética gracias a su translucidez.

El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.



Cat. No. **KIT21**

KIT21

Figure No.	P01	P01	P02	P02
Head Size ($1/10$ mm)	1.0	1.0	1.2	1.2
Cutting Length (mm)	11.0	11.0	11.0	11.0

Figure No.	P03	P03	P04	P04
Head Size ($1/10$ mm)	1.4	1.4	1.6	1.6
Cutting Length (mm)	11.0	11.0	11.0	11.0





Total Control at every Turn

Tienda física:

Luis G. Inclán 2557 Local A, Col. Villa de Cortés, C.P. 03530, Benito Juárez, CDMX.

Oficinas:

Ave. Insurgentes Sur 682-703B
Del Valle CP 03100 Benito Juárez, CDMX.

📞 +52 55 3046 1288 whatsapp y llamadas

+52 55 1590 0619 sólo whatsapp